

# TERYLENE - SULENE® - SERACOR®

## POLYESTERBAND - *POLYESTER TAPE*

Chirurgisches Nahtmaterial

*Surgical Sutures*

### TERYLENE

PET

POLYESTER  
POLYESTER



grün / geflochten / beschichtet / nicht resorbierbar  
*green / braided / coated / non absorbable*



ungefärbt / geflochten / beschichtet / nicht resorbierbar  
*undyed / braided / coated / non absorbable*

### SULENE®

PET

POLYESTER  
POLYESTER



grün / geflochten / beschichtet / nicht resorbierbar  
*green / braided / coated / non absorbable*



ungefärbt / geflochten / beschichtet / nicht resorbierbar  
*undyed / braided / coated / non absorbable*

### SERACOR®

PET

POLYESTER  
POLYESTER



grün / geflochten / beschichtet / nicht resorbierbar  
*green / braided / coated / non absorbable*



ungefärbt / geflochten / beschichtet / nicht resorbierbar  
*undyed / braided / coated / non absorbable*

### POLYESTERBAND - *POLYESTER TAPE*

PET

POLYESTER  
POLYESTER



grün / geflochten / beschichtet / nicht resorbierbar  
*green / braided / coated / non absorbable*



ungefärbt / geflochten / beschichtet / nicht resorbierbar  
*undyed / braided / coated / non absorbable*

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer grün Code number green	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
DR-20		3/0	2	1 x 0,75	24	OO203404	
DR-25		2/0	3	1 x 0,75	24	OO303405	
DS-12		6/0	0,7	1 x 0,50	24	OO071712	
		5/0	1	1 x 0,50	24	OO101712	
		4/0	1,5	1 x 0,50	24	OO151712	
DS-15		6/0	0,7	1 x 0,50	24	OO071713	
		5/0	1	1 x 0,50	24	OO101713	NO101713
		5/0	1	1 x 0,75	24	OO103413	
		4/0	1,5	1 x 0,50	24	OO151713	NO151713
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	OO153413	
		3/0	2	1 x 0,50	24	OO201713	NO201713
		3/0	2	1 x 0,75	24	OO203413	
		2/0	3	1 x 0,50	24	OO301713	
DS-18		5/0	1	1 x 0,50	24	OO101714	
		5/0	1	1 x 0,75	24	OO103414	
		4/0	1,5	1 x 0,50	24	OO151714	NO151714
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	OO153414	NO153414
		3/0	2	1 x 0,50	24	OO201714	NO201714
		3/0	2	4 x 0,50	12	OO202014	
		3/0	2	1 x 0,75	24	OO203414	
		2/0	3	1 x 0,50	24	OO301714	NO301714
		2/0	3	1 x 0,75	24	OO303414	NO303414
		0	3,5	1 x 0,50	24	OO351714	
		0	3,5	1 x 0,75	24	OO353414	
DS-25		4/0	1,5	1 x 0,50	24	OO151715	
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	OO153415	
		3/0	2	1 x 0,50	24	OO201715	NO201715
		3/0	2	1 x 0,75	24	OO203415	
		2/0	3	1 x 0,50	24	OO301715	NO301715
		2/0	3	1 x 0,75	24	OO303415	NO303415
		0	3,5	1 x 0,50	24	OO351715	
		0	3,5	1 x 0,75	24	OO353415	NO353415
		1	4	1 x 0,50	24	OO401715	
		1	4	1 x 0,75	24	OO403415	
DS-30		3/0	2	1 x 0,75	24	OO203416	
		2/0	3	1 x 0,50	24	OO301716	
		2/0	3	6 x 0,50	12	OO302216	
		2/0	3	1 x 0,75	24	OO303416	
		0	3,5	1 x 0,50	24	OO351716	
		0	3,5	1 x 0,75	24	OO353416	
DS-35		2/0	3	1 x 0,75	24	OO303417	
		0	3,5	1 x 0,50	24	OO351717	
		0	3,5	1 x 0,75	24	OO353417	
		1	4	1 x 0,50	24	OO401717	
		1	4	1 x 0,75	24	OO403417	

**TERYLENE**  
 NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN  
 NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer grün Code number green	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
DS-45		0	3,5	1 x 0,75	24	00353418	
		1	4	1 x 0,75	24	00403418	
		2	5	1 x 0,75	24	00503418	
		2	5	1 x 1,00	24	00504618	
DS-60		0	3,5	4 x 0,75	12	00353784	
DSS-10		6/0	0,7	1 x 0,50	24	0007171S	
DSS-13		5/0	1	1 x 0,50	24	0010171L	
		4/0	1,5	1 x 0,50	24	0015171L	
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	0015341L	
DSS-15		4/0	1,5	1 x 0,50	24	0015171T	
		3/0	2	1 x 0,50	24	0020171T	NO20171T
DSS-18		4/0	1,5	1 x 0,50	24	0015171M	
		3/0	2	1 x 0,50	24	0020171M	
		2/0	3	1 x 0,50	24	0030171M	
		2/0	3	1 x 0,75	24	0030341M	
DSS-24		3/0	2	1 x 0,50	24	0020171N	
		2/0	3	1 x 0,50	24	0030171N	
		2/0	3	1 x 0,75	24	0030341N	
		0	3,5	1 x 0,50	24	0035171N	
FRX-40		0	3,5	4 x 0,75	12	00353728	
GR-20		4/0	1,5	1 x 0,50	24	00151729	
		3/0	2	1 x 0,50	24	00201729	
GS-25		3/0	2	1 x 0,50	24	00201734	
		3/0	2	1 x 0,75	24	00203434	
GS-45 +GS-45		2	5	1 x 0,75	24	OP503435	
GS-60		2/0	3	1 x 0,75	24	00303436	
		0	3,5	1 x 0,50	24	00351736	

**TERYLENE**

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN  
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer grün Code number green	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
HR-12		6/0	0,7	1 x 0,75	24	OO073438	
		5/0	1	1 x 0,75	24	OO103438	
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	OO153438	
Abziehnadel - Detachable needle		4/0	1,5	6 x 0,50	12	OH152238	
		3/0	2	8 x 0,45	12	OH207038	
HR-17		5/0	1	1 x 0,75	24	OO103476	
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	OO153476	NO153476
		3/0	2	1 x 0,75	24	OO203476	NO203476
		2/0	3	1 x 0,75	24	OO303476	
Abziehnadel - Detachable needle		3/0	2	6 x 0,50	12	OH202276	
HR-20		4/0	1,5	1 x 0,75	24	OO153440	
		3/0	2	1 x 0,50	24	OO201740	
		3/0	2	1 x 0,75	24	OO203440	
		2/0	3	1 x 0,50	24	OO301740	
		2/0	3	1 x 0,75	24	OO303440	
Abziehnadel - Detachable needle		3/0	2	4 x 0,45	12	OH201440	
HR-22		4/0	1,5	1 x 0,50	24	OO15172C	
		3/0	2	1 x 0,75	24		NO20342C
		2/0	3	1 x 0,75	24	OO30342C	
HR-26		3/0	2	1 x 0,75	24	OO203441	NO203441
		2/0	3	1 x 0,75	24	OO303441	NO303441
		2/0	3	1 x 1,00	24	OO304641	
		0	3,5	1 x 0,75	24	OO353441	NO353441
		1	4	1 x 0,75	24	OO403441	
		2	5	1 x 0,75	24	OO503441	
HR-30		2/0	3	1 x 0,75	24	OO303442	
		0	3,5	1 x 0,75	24	OO353442	
		1	4	1 x 0,75	24	OO403442	
		2	5	4 x 0,50	12	OO502042	
Abziehnadel - Detachable needle		2/0	3	4 x 0,45	12	OH301442	
HR-30 +HR-30		2	5	1 x 0,75	24	OP503442	
HR-36		0	3,5	1 x 0,30	24	OO350543	
		0	3,5	1 x 0,75	24	OO353443	NO353443
		1	4	1 x 0,75	24	OO403443	
		2	5	1 x 0,75	24	OO503443	

TERYLENE

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN  
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle	Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer grün Code number green	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
HR-50	1	4	1 x 0,90	24	OO404445	
HRT-17	5/0	1	1 x 0,50	24	OO101756	
	4/0	1,5	1 x 0,50	24	OO151756	
	4/0	1,5	1 x 0,75	24	OO153456	
	3/0	2	1 x 0,50	24	OO201756	
	3/0	2	1 x 0,75	24	OO203456	
	0	3,5	1 x 0,75	24	OO353456	
HRT-17 +HRT-17	3/0	2	1 x 0,75	24	OP203456	
HRT-26	4/0	1,5	1 x 0,75	24	OO153457	
	3/0	2	1 x 0,75	24	OO203457	NO203457
	2/0	3	1 x 0,75	24	OO303457	NO303457
	0	3,5	1 x 0,75	24		NO353457
HRX-25	1	4	1 x 0,75	24		NO403481
HRX-36	0	3,5	1 x 0,50	24	OO355148	
	3 + 4	6	1 x 0,75	24	OO603448	
HRX-40	1	4	6 x 0,50	6	OH402249	
Abziehnadel - Detachable needle						
HRX-48	1	4	6 x 0,50	6	OH402250	
Abziehnadel - Detachable needle						
HS-15	5/0	1	1 x 0,75	24	OO103461	
	4/0	1,5	1 x 0,50	24	OO151761	
	3/0	2	1 x 0,50	24	OO201761	
HS-18	4/0	1,5	1 x 0,50	24	OO15171K	
	4/0	1,5	1 x 0,75	24	OO15341K	
	3/0	2	1 x 0,50	24	OO20171K	
	2/0	3	1 x 0,50	24	OO30171K	

**TERYLENE**  
 NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN  
 NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer grün Code number green	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
HS-20		4/0	1,5	1 x 0,50	24	00151762	
		3/0	2	1 x 0,50	24	00201762	
		3/0	2	1 x 0,75	24	00203462	
		2/0	3	1 x 0,50	24	00301762	
		2/0	3	1 x 0,75	24	00303462	
HS-25		3/0	2	1 x 0,50	24	00201763	
		3/0	2	1 x 0,75	24	00203463	
		2/0	3	1 x 0,75	24	00303463	
		0	3,5	1 x 0,75	24	00353463	
HS-30		2/0	3	1 x 0,75	24	00303464	
		0	3,5	1 x 0,75	24	00353464	
		1	4	1 x 0,75	24	00403464	
HS-36		0	3,5	1 x 0,75	24	00353465	
		1	4	1 x 0,75	24	00403465	
		2	5	1 x 0,75	24	00503465	
HS-40		0	3,5	1 x 0,75	24	00353466	
		1	4	1 x 0,75	24	00403466	
		1	4	1 x 0,90	24	00504466	NO404466
		2	5	1 x 0,75	24	00503466	
		2	5	1 x 0,90	24	00504466	
HS-55		3 + 4	6	1 x 0,75	24	00603467	
KS-22		3/0	2	1 x 0,50	24	00201774	
VSP-8 +VSP-8		5/0	1	1 x 0,45	24		NP101399

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!  
Further combinations on request!












**TERYLENE**

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN  
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer grün Code number green	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
5/0	1	5 x 0,50	24	ON102100	
4/0	1,5	3 x 0,50	24	ON151900	
4/0	1,5	5 x 0,50	24	ON152100	
4/0	1,5	10 x 0,50	24	ON152300	NN152300
3/0	2	3 x 0,50	24	ON201900	
3/0	2	5 x 0,50	24	ON202100	NN202100
3/0	2	6 x 0,50	24	ON202200	
3/0	2	10 x 0,50	24	ON202300	NN202300
3/0	2	2 x 0,75	12	ON203500	
2/0	3	3 x 0,50	24	ON301900	NN301900
2/0	3	5 x 0,50	24	ON302100	NN302100
2/0	3	6 x 0,50	24	ON302200	
2/0	3	10 x 0,50	24	ON302300	
2/0	3	2 x 0,75	12	ON303500	
2/0	3	5 x 0,75	12	ON303800	NN303800
2/0	3	10 x 0,75	12		NN304000
2/0	3	1 x 1,50	12	ON305100	
0	3,5	1 x 0,50	24	ON351700	
0	3,5	3 x 0,50	24	ON351900	NN351900
0	3,5	5 x 0,50	24	ON352100	NN352100
0	3,5	2 x 0,75	12	ON353500	NN353500
0	3,5	5 x 0,75	12	ON353800	
0	3,5	1 x 1,50	12	ON355100	
1	4	3 x 0,50	24	ON401900	
1	4	5 x 0,50	24	ON402100	
1	4	6 x 0,50	24	ON402200	
1	4	2 x 0,75	12	ON403500	
1	4	3 x 0,75	12		NN403600
1	4	5 x 0,75	12	ON403800	NN403800
1	4	1 x 1,50	12	ON405100	NN405100
2	5	2 x 0,50	24	ON501800	
2	5	5 x 0,50	24	ON502100	
2	5	2 x 0,75	12	ON503500	
2	5	3 x 0,75	12		NN503600
2	5	1 x 1,50	12	ON505100	
2	5	1 x 2,50	12	ON505700	
3 + 4	6	3 x 0,50	24	ON601900	NN601900
3 + 4	6	2 x 0,75	12	ON603500	NN603500
3 + 4	6	1 x 1,50	12	ON605100	
5	7	2 x 0,75	12	ON703500	

**TERYLENE**

FÄDEN OHNE NADEL  
SUTURE THREADS WITHOUT NEEDLE

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer grün Code number green
DR-20		3/0	2	1 x 0,75	24	QO203404
DS-10		5/0	1	1 x 0,50	24	QO101711
DS-15		5/0	1	1 x 0,50	24	QO101713
		4/0	1,5	1 x 0,50	24	QO151713
DS-18		5/0	1	1 x 0,75	24	QO103414
		4/0	1,5	1 x 0,50	24	QO151714
		4/0	1,5	6 x 0,50	12	QO152214
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	QO153414
		3/0	2	1 x 0,50	24	QO201714
		3/0	2	1 x 0,75	24	QO203414
		2/0	3	1 x 0,50	24	QO301714
DS-25		4/0	1,5	1 x 0,75	24	QO153415
		3/0	2	1 x 0,75	24	QO203415
		2/0	3	1 x 0,50	24	QO301715
		2/0	3	1 x 0,75	24	QO303415
		0	3,5	1 x 0,75	24	QO353415
		0	3,5	1 x 0,50	24	QO351715
		1	4	1 x 0,75	24	QO403415
DS-30		2/0	3	1 x 0,75	24	QO303416
		0	3,5	1 x 0,75	24	QO353416
		1	4	1 x 1,40	24	QO407916
DS-35		0	3,5	1 x 0,75	24	QO353417
		1	4	1 x 0,75	24	QO403417
		2	5	1 x 0,90	24	QO407916
DSS-13		6/0	0,7	1 x 0,50	24	QO07171L
		5/0	1	1 x 0,50	24	QO10171L
		4/0	1,5	1 x 0,50	24	QO15171L
DSS-15		5/0	1	1 x 0,50	24	QO10171T
		4/0	1,5	1 x 0,50	24	QO15171T
DSS-15+ DSS-15		3/0	2	1 x 0,50	24	QP20171T
DSS-18		4/0	1,5	1 x 0,50	24	QO15171M
		3/0	2	1 x 0,50	24	QO20171M

**SULENE®**

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN  
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS



Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer grün Code number green
DSS-24		3/0	2	1 x 0,50	24	QO20171N
		2/0	3	1 x 0,50	24	QO30171N
		2/0	3	1 x 0,75	24	QO30341N
DSS-30		2/0	3	1 x 0,75	24	QO30341P
		0	3,5	1 x 0,75	24	QO35341P
FRX-27		0	3,5	4 x 0,90	12	QO356926
		1	4	1 x 0,90	24	QO404426
FRX-36		1	4	1 x 0,75	24	QO403427
GR-20		4/0	1,5	1 x 0,50	24	QO151729
		3/0	2	1 x 0,50	24	QO201729
GR-25		0	3,5	1 x 1,20	24	QO3548R4
<i>Antireflexnadel - antireflex needle</i>						
GR-50+ GR-50		2	5	1 x 0,75	24	QP503432
HR-8		4/0	1,5	1 x 0,50	24	QO15170D
HR-12		5/0	1	1 x 0,75	24	QO103438
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	QO153438
HR-15		4/0	1,5	4 x 0,50	12	QO152039
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	QO153439
HR-17		4/0	1,5	1 x 0,50	24	QO151776
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	QO153476
		3/0	2	1 x 0,50	24	QO201776
		3/0	2	6 x 0,50	12	QO202276
		3/0	2	1 x 0,75	24	QO203476
HR-17+ HR-17		4/0	1,5	1 x 0,75	24	QP153476











**SULENE®**

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN  
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer grün Code number green
HR-20		3/0	2	1 x 0,50	24	QO201740
		3/0	2	1 x 0,75	24	QO203440
		2/0	3	1 x 0,75	24	QO303440
		Abziehnadel - Detachable needle	3/0	2	4 x 0,70	12
HR-20 +HR-20		3/0	2	1 x 0,75	24	QP203440
HR-22		2/0	3	1 x 0,75	24	QO30342C
HR-22+ HR-22		2/0	3	1 x 0,75	24	QP30342C
HR-26		2/0	3	1 x 0,75	24	QO303441
		0	3,5	1 x 0,75	24	QO353441
		0	3,5	1 x 1,20	24	QO35483C
		1	4	1 x 0,75	24	QO403441
		2	5	1 x 0,75	24	QO503441
HR-30		1	4	1 x 0,75	24	QO403442
HR-36		2/0	3	1 x 0,75	24	QO303443
		1	4	1 x 0,75	24	QO403443
HR-40+ HR-40		0	3,5	1 x 0,75	24	QP353444
HR-50		2	5	1 x 0,75	24	QO503445





**SULENE®**

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN  
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer grün Code number green
HRT-17		4/0	1,5	1 x 0,50	24	Q0151756
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	Q0153456
		3/0	2	1 x 0,50	24	Q0201756
HRT-17 +HRT-17		2/0	3	1 x 0,75	24	QP303456
HRT-35		0	3,5	1 x 0,75	24	Q0353458
		2	5	1 x 0,75	24	Q0503458
HRT-40		5	7	1 x 0,75	12	Q0703459
	Cervixnaht nach McDonald <i>Cervical Suture acc. to McDonald</i>					
HRT-45		2	5	1 x 0,75	24	Q0503460
		3 + 4	6	1 x 0,75	24	Q0603460
		3 + 4	6	1 x 0,90	24	Q0604460
		5	7	4 x 0,75	12	Q0703760
		5	7	1 x 0,75	12	Q0703460
	Cervixnaht nach Wurm-Hefner <i>Cervical Suture acc. to Wurm-Hefner</i>					
HRT-48		6	8	1 x 0,75	24	Q080342D
		6	8	3 x 0,75	6	Q080362D
HRX-22		0	3,5	1 x 1,50	24	Q0355146
HRX-22 +HRX-22		2	5	1 x 0,75	24	QP503446
HRX-27		2/0	3	1 x 0,75	24	Q0303447
		0	3,5	1 x 0,75	24	Q0353447
		1	4	1 x 0,75	24	Q0403447
		2	5	1 x 0,75	24	Q0503447
HRX-36		1	4	1 x 0,75	24	Q0403448

**SULENE®**

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN  
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer grün Code number green
HS-20		4/0	1,5	1 x 0,50	24	Q0151762
		3/0	2	1 x 0,50	24	Q0201762
		2/0	3	1 x 0,75	24	Q0303462
HS-25		0	3,5	1 x 0,75	24	Q0353463
HS-36		0	3,5	1 x 0,75	24	Q0353465
		1	4	1 x 0,75	24	Q0403465
		2	5	1 x 0,75	24	Q0503465
KS-22		3/0	2	1 x 0,50	24	Q0201774

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!  
Further combinations on request!

**SULENE®**

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN  
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung  
Needle

Stärke USP  
Size USP

Stärke metric  
Size metric

Fadenlänge/Meter  
Length of suture/metre

Abgabemenge/Stück  
Units per box

Bestell-Nummer grün  
Code number green

**PEXIE** Endo Naht mit vorbereitetem ersten Knoten

**PEXIE** Endo suture with first knot prepared

HRX-22



0

3,5

1 x 0,20

12

Q3350346

**SULENE®**

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN  
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer grün Code number green	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
3/0	2	5 x 0,35	24	QN200800	
3/0	2	3 x 0,50	24	QN201900	
3/0	2	5 x 0,50	24	QN202100	
3/0	2	10 x 0,50	24	QN202300	
3/0	2	2 x 0,75	12	QN203500	
2/0	3	5 x 0,35	24	QN300800	
2/0	3	3 x 0,50	24	QN301900	
2/0	3	6 x 0,50	24	QN302200	
2/0	3	2 x 0,75	12	QN303500	
0	3,5	3 x 0,50	24	QN351900	
0	3,5	5 x 0,50	24	QN352100	
0	3,5	2 x 0,75	12	QN353500	
0	3,5	2 x 0,90	12	QN354300	
1	4	3 x 0,50	24	QN401900	
1	4	5 x 0,50	24	QN402100	
1	4	2 x 0,75	12	QN403500	
2	5	3 x 0,50	24	QN501900	
2	5	5 x 0,50	24	QN502100	
2	5	2 x 0,75	12	QN503500	
2	5	1 x 1,20	12	QN504800	
3 + 4	6	2 x 0,75	12	QN603500	
5	7	1 x 0,75	12	QN703400	
7	9	2 x 0,75	12		MGN903500
7	9	3 x 0,75	12		MGN903600
7	9	3 x 0,90	12		MGN904500
8	10	2 x 0,75	12		MGN993500

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!  
Further combinations on request!

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer grün Code number green	Bestell-Nummer grün/ungefärbt Code number green/undyed	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
DR-12		6/0	0,7	1 x 0,75	24			HN5F
DR-20 +DR-20		2/0	3	8 x 0,75	6		HN6A	
	ovaläre Pledgets 6 x 3 x 2 mm oval pledgets 6 x 3 x 2 mm	2/0	3	8 x 0,75	6		HN5E	
DRT-17 +DRT-17		4/0	1,5	4 x 0,75	12		HN3C	
	ovaläre Pledgets 6 x 3 x 2 mm oval pledgets 6 x 3 x 2 mm	4/0	1,5	8 x 0,75	6		HN2A	
	ovaläre Pledgets 6 x 3 x 2 mm oval pledgets 6 x 3 x 2 mm	2/0	3	4 x 0,75	12		HN66	
DRT-20 +DRT-20		2/0	3	4 x 0,75	12		HN6J	
	ovaläre Pledgets 6 x 3 x 2 mm oval pledgets 6 x 3 x 2 mm	2/0	3	4 x 0,75	12		HN2Z	
	ovaläre Pledgets 6 x 3 x 2 mm oval pledgets 6 x 3 x 2 mm	2/0	3	8 x 0,75	6		HN46	
HR-10 +HR-10		6/0	0,7	1 x 0,75	24	HN3K		
	Pledgets 3 x 2 x 0,5 mm pledgets 3 x 2 x 0,5 mm	5/0	1	1 x 0,75	24	HN32		
	Pledgets 3 x 2 x 0,5 mm pledgets 3 x 2 x 0,5 mm	6/0	0,7	4 x 0,75	12	HN5S		
	Pledgets 3 x 2 x 0,5 mm pledgets 3 x 2 x 0,5 mm	5/0	1	1 x 0,75	24	HN5H		
	Pledgets 3 x 2 x 0,5 mm pledgets 3 x 2 x 0,5 mm	5/0	1	4 x 0,75	12		HN5K	
HR-10 +HR-10		6/0	0,7	1 x 0,75	24	HN2B		
	Pledgets 3 x 2 x 1 mm pledgets 3 x 2 x 1 mm	5/0	1	1 x 0,75	24	HN63		
	Pledgets 3 x 2 x 1 mm pledgets 3 x 2 x 1 mm	5/0	1	4 x 0,75	12	HN4I		
HR-12 +HR-12		4/0	1,5	1 x 0,75	24	HN30		
	Pledgets 3 x 2 x 0,5 mm pledgets 3 x 2 x 0,5 mm	5/0	1	1 x 0,75	24	HN6M		
	Pledgets 3 x 2 x 1 mm pledgets 3 x 2 x 1 mm	4/0	1,5	1 x 0,75	24	HN64		
	ovaläre Pledgets 6 x 3 x 2 mm oval pledgets 6 x 3 x 2 mm	4/0	1,5	1 x 0,75	24	HN29		

**SERACOR®**

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN  
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung  
Needle

Stärke USP  
Size USP

Stärke metric  
Size metric

Fadenlänge/Meter  
Length of suture/metre

Abgabemenge/Stück  
Units per box

Bestell-Nummer grün  
Code number green

Bestell-Nummer  
grün/ungefärbt  
Code number  
green/undyed

Bestell-Nummer ungefärbt  
Code number undyed

HR-17  
+HR-17



3/0  
2/0

2  
3

1 x 0,90  
4 x 0,75

24  
12

HN2G

HN4K

Pledgets 3 x 2 x 1 mm  
pledgets 3 x 2 x 1 mm

2/0

3

8 x 0,75

6

HN5P

ovaläre Pledgets 6 x 3 x 2 mm  
oval pledgets 6 x 3 x 2 mm

2/0  
2/0

3  
3

1 x 0,75  
4 x 0,75

24  
12

HN21

HN98

HN23

ovaläre Pledgets 6 x 3 x 1 mm  
oval pledgets 6 x 3 x 1 mm

2/0  
2/0

3  
3

1 x 0,75  
8 x 0,75

24  
6

HN4X

HN3M

HR-20  
+HR-20



2/0  
2/0

3  
3

4 x 0,75  
4 x 0,90

12  
12

HN4L

HN6H

ovaläre Pledgets 6 x 3 x 2 mm  
oval pledgets 6 x 3 x 2 mm

2/0  
0

3  
3,5

4 x 0,90  
1 x 0,90

12  
24

HN3J

HN6G

0

3,5

4 x 0,90

12

HN74

HR-22  
+HR-22



2/0

3

4 x 0,75

12

HN6L

Pledgets 3 x 2 x 1 mm  
pledgets 3 x 2 x 1 mm

ovaläre Pledgets 6 x 3 x 2 mm  
oval pledgets 6 x 3 x 2 mm

2/0  
2/0

3  
3

4 x 0,90  
8 x 0,90

12  
6

HN4Q

HN1Q

HR-26  
+HR-26



3/0  
2/0

2  
3

1 x 0,90  
1 x 0,90

24  
24

HN5D

HN2F

ovaläre Pledgets 6 x 3 x 1 mm  
oval pledgets 6 x 3 x 1 mm

2/0

3

4 x 0,75

12

HN3S

ovaläre Pledgets 6 x 3 x 2 mm  
oval pledgets 6 x 3 x 2 mm

2/0  
2/0

3  
3

1 x 0,75  
4 x 0,75

24  
12

HN22

HN92

HN20

2/0

3

8 x 0,75

6

HN1A

0

3,5

4 x 0,90

12

HN2P

SERACOR®

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN  
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS



Nadelbezeichnung  
Needle

Stärke USP  
Size USP

Stärke metric  
Size metric

Fadenlänge/Meter  
Length of suture/metre

Abgabemenge/Stück  
Units per box

Bestell-Nummer grün  
Code number green

Bestell-Nummer  
grün/ungefärbt  
Code number  
green/undyed

Bestell-Nummer ungefärbt  
Code number undyed

HRMA-20  
+HRMA-20



Antireflexnadel-Vascuprime®  
antireflex needle-Vascuprime®  
Pledgets 6 x 3 x 2 mm  
pledgets 6 x 3 x 2 mm

0

3,5

4 x 0,90

12

HN5C

Antireflexnadel-Vascuprime®  
antireflex needle-Vascuprime®  
ovaläre Pledgets 6 x 3 x 2 mm  
oval pledgets 6 x 3 x 2 mm

2/0

3

4 x 0,90

12

HN6D

HRMA-26  
+HRMA-26



Antireflexnadel-Vascuprime®  
antireflex needle-Vascuprime®

2/0

3

4 x 0,90

12

HN5U

HRT-17  
+HRT-17



Pledgets 3 x 2 x 1 mm  
pledgets 3 x 2 x 1 mm

2/0

3

1 x 0,75

24

HN11

2/0

3

4 x 0,75

12

HN72

Pledgets 6 x 3 x 0,5 mm  
pledgets 6 x 3 x 0,5 mm

2/0

3

8 x 0,75

6

HN6I

ovaläre Pledgets 6 x 3 x 1 mm  
oval pledgets 6 x 3 x 1 mm

2/0

3

4 x 0,75

12

HN4V

ovaläre Pledgets 6 x 3 x 2 mm  
oval pledgets 6 x 3 x 2 mm

2/0

3

1 x 0,75

24

HN55

2/0

3

4 x 0,75

12

HN09

2/0

3

8 x 0,75

6

HN90

0

3,5

4 x 0,75

12

HN24

Pledgets 36 x 3 x 2 mm  
pledgets 36 x 3 x 2 mm

2/0

3

6 x 0,75

6

HN5I

SERACOR®

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN  
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung  
Needle

Stärke USP  
Size USP

Stärke metric  
Size metric

Fadenlänge/Meter  
Length of suture/metre

Abgabemenge/Stück  
Units per box

Bestell-Nummer grün  
Code number green

Bestell-Nummer  
grün/ungefärbt  
Code number  
green/undyed

Bestell-Nummer ungefärbt  
Code number undyed

HRT-20  
+HRT-20



	2/0	3	4 x 0,75	12		HN1G	
	2/0	3	1 x 0,90	24	HN2N		HN4M
	2/0	3	4 x 0,90	12		HN2L	


ovaläre Pledgets 36 x 3 x 2 mm  
oval pledgets 36 x 3 x 2 mm

	2/0	3	1 x 0,75	24			HN94
	2/0	3	4 x 0,75	12		HN08	
	2/0	3	8 x 0,75	6		HN93	
	2/0	3	1 x 0,90	24	HN6C		
	2/0	3	4 x 0,90	12		HN34	
	0	3,5	4 x 0,90	12		HN1D	

Pledgets 36 x 3 x 2 mm  
pledgets 36 x 3 x 2 mm

	2/0	3	6 x 0,75	6		HN6N	
--	-----	---	----------	---	--	------	--

HRT-26  
+HRT-26



	2/0	3	1 x 0,75	24	HN39		
	2/0	3	4 x 0,75	12		HN06	
	2/0	3	8 x 0,90	6		HN4S	
	0	3,5	8 x 0,90	6		HN44	

ovaläre Pledgets 6 x 3 x 1 mm  
oval pledgets 6 x 3 x 1 mm

	2/0	3	4 x 0,75	12		HN4W	
--	-----	---	----------	----	--	------	--

ovaläre Pledgets 6 x 3 x 2 mm  
oval pledgets 6 x 3 x 2 mm

	2/0	3	1 x 0,75	24	HN56		
	2/0	3	4 x 0,75	12		HN07	
	2/0	3	8 x 0,75	6		HN37	
	2/0	3	4 x 0,90	12		HN35	
	0	3,5	1 x 0,90	24	HN3H		
	0	3,5	4 x 0,90	12		HN26	

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!  
Further combinations on request!

SERACOR®

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN  
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Polyester Halteband, 4 mm breit  
*Polyester Tape, 4 mm width*

1 x 0,75

12

MFN503400

YN503400

Fadenlänge/Meter  
*Length of suture/metre*

Abgabemenge/Stück  
*Units per box*


Bestell-Nummer grün  
*Code number green*


Bestell-Nummer ungefärbt  
*Code number undyed*

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!  
*Further combinations on request!*





SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG  
Zum Kugelfang 8 - 12  
95119 Naila/Germany

 + 49 9282 937-210

 + 49 9282 937-9369

*Export Department:*

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 [info@serag-wiessner.de](mailto:info@serag-wiessner.de)

 [www.serag-wiessner.de](http://www.serag-wiessner.de)