


Chirurgisches Nahtmaterial *Surgical Sutures*

SERAFLEX®

 SEIDE
SILK













schwarz / geflochten / beschichtet / nicht resorbierbar
black / braided / coated / non absorbable



ungefärbt / geflochten / beschichtet / nicht resorbierbar
undyed / braided / coated / non absorbable















**SERAG
WIESSNER**

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer schwarz Code number black	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
DR-9		6/0	0,7	1 x 0,45	24	IO071391	
DR-15		4/0	1,5	1 x 0,50	24	IO151703	HO151703
		4/0	1,5	2 x 0,50	12	IO151803	
		4/0	1,5	4 x 0,50	12	IO152003	
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	IO153403	
DR-17		3/0	2	1 x 0,75	24		HO20342A
DR-20		3/0	2	1 x 0,75	24	IR203414	
DRT-17 +DRT-17		3/0	2	1 x 0,75	24	IP203410	
DS-10		6/0	0,7	1 x 0,50	24	IO071711	
DS-12		6/0	0,7	1 x 0,50	24	IO071712	
		5/0	1	1 x 0,50	24	IO101712	
		4/0	1,5	1 x 0,50	24	IO151712	
DS-15		6/0	0,7	1 x 0,50	24	IO071713	
		5/0	1	1 x 0,50	24	IO101713	
		4/0	1,5	1 x 0,50	24	IO151713	
		3/0	2	1 x 0,50	24	IO201713	
		3/0	2	1 x 0,75	24	IO203413	
DS-18		5/0	1	1 x 0,50	24	IO101714	
		5/0	1	1 x 0,75	24	IO103414	
		4/0	1,5	1 x 0,50	24	IO151714	HO151714
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	IO153414	
		3/0	2	1 x 0,50	24	IO201714	
		3/0	2	1 x 0,75	24	IO203414	HO203414
		2/0	3	1 x 0,50	24	IO301714	
		2/0	3	1 x 0,75	24	IO303414	HO303414
DS-25		4/0	1,5	1 x 0,50	24	IO151715	
		3/0	2	1 x 0,50	24	IO201715	
		3/0	2	1 x 0,75	24	IO203415	
		2/0	3	1 x 0,50	24	IO301715	
		2/0	3	1 x 0,75	24	IO303415	HO303415
		0	3,5	1 x 0,50	24	IO351715	
		0	3,5	1 x 0,75	24	IO353415	
		1	4	1 x 0,75	24	IO403415	

SERAFLEX®












NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer schwarz Code number black	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
DS-30		2/0	3	1 x 0,50	24	IO301716	
		2/0	3	1 x 0,75	24	IO303416	
		0	3,5	1 x 0,50	24	IO351716	
		0	3,5	1 x 0,75	24	IO353416	
		1	4,0	1 x 0,75	24	IO403416	
DS-35		2/0	3	1 x 0,75	24	IO303417	
		0	3,5	1 x 0,75	24	IO353417	HO353417
		1	4	1 x 0,75	24	IO403417	
DSS-8		7/0	0,5	1 x 0,50	12	IO05171Z	
DSS-10		6/0	0,7	1 x 0,50	24	IO07171S	
DSS-10 +DSS-10		6/0	0,7	1 x 0,75	24	IP07341S	
DSS-13		6/0	0,7	1 x 0,50	24	IO07171L	
		5/0	1	1 x 0,50	24	IO10171L	
		4/0	1,5	1 x 0,50	24	IO15171L	
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	IO15341L	
DSS-15		4/0	1,5	1 x 0,50	24	IO15171T	HO15171T
DSS-18		4/0	1,5	1 x 0,50	24	IO15171M	
		3/0	2	1 x 0,50	24	IO20171M	
		2/0	3	1 x 0,50	24	IO30171M	
DSS-24		3/0	2	1 x 0,50	24	IO20171N	
DSX-40		2	5	1 x 0,75	24	IO503419	
FRX-27		0	3,5	1 x 0,75	24	IO353426	
GR-20		4/0	1,5	1 x 0,50	24	IO151729	
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	IO153429	
		3/0	2	1 x 0,50	24	IO201729	

SERAFLEX®

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer schwarz Code number black	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
GS-12		3/0	2	1 x 0,50	24	IO201733	
GS-25		2/0	3	1 x 0,75	24	IO303434	
		3/0	2	1 x 0,50	24	IO201734	
GS-45		0	3,5	1 x 0,50	24		HO351735
GS-60		2/0	3	1 x 0,90	24	IO304436	
HR-12		4/0	1,5	1 x 0,50	24	IO151738	
		<i>Abziehnadel · Detachable needle</i>	4/0	1,5	8 x 0,45	12	IH157038
HR-17		3/0	2	8 x 0,45	12	IH207038	
		5/0	1	1 x 0,75	24	IO103476	
		4/0	1,5	1 x 0,50	24	IO151776	
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	IO153476	
		3/0	2	1 x 0,50	24	IO201776	
		3/0	2	1 x 0,75	24	IO203476	
		2/0	3	1 x 0,75	24	IO303476	
<i>Abziehnadel · Detachable needle</i>	2/0	3	4 x 0,50	12	IH302076		
HR-20		4/0	1,5	1 x 0,75	24	IO153440	
		3/0	2	1 x 0,50	24	IO201740	
		3/0	2	1 x 0,75	24	IO203440	HO203440
		2/0	3	1 x 0,75	24	IO303440	
HR-22		4/0	1,5	1 x 0,75	24	IO15342C	
		3/0	2	1 x 0,75	24	IO20342C	
		2/0	3	1 x 0,75	24	IO30342C	
<i>Abziehnadel · Detachable needle</i>	3/0	2	8 x 0,45	12	IH20702C		
HR-26		3/0	2	1 x 0,75	24	IO203441	
		2/0	3	1 x 0,75	24	IO303441	HO303441
		0	3,5	1 x 0,75	24	IO353441	
		1	4	1 x 0,75	24	IO403441	
HR-30		0	3,5	1 x 0,75	24	IO353442	
HR-36		0	3,5	1 x 0,75	24	IO353443	
		1	4	1 x 0,75	24	IO403443	
		2	5	1 x 0,75	24	IO503443	

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer schwarz Code number black	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
HRT-17		4/0	1,5	1 x 0,50	24	IO151756	
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	IO153456	
		3/0	2	1 x 0,50	24	IO201756	
		3/0	2	1 x 0,75	24	IO203456	
		2/0	3	1 x 0,50	24	IO301756	
		2/0	3	1 x 0,75	24	IO303456	HO303456
HRT-20		2/0	3	6 x 0,50	12	IH30221E	
<i>Abziehnadel · Detachable needle</i>							
HRT-26		1	4	1 x 0,75	24	IO403457	
HRT-35		2	5	1 x 0,75	24	IO503458	
HS-18		3/0	2	1 x 0,50	24	IO20171K	
		2/0	3	1 x 0,50	24	IO30171K	
		3/0	2	6 x 0,50	12	IH20221K	
<i>Abziehnadel · Detachable needle</i>							
HS-20		4/0	1,5	1 x 0,50	24	IO151762	
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	IO153462	
		3/0	2	1 x 0,50	24	IO201762	
		3/0	2	1 x 0,75	24	IO203462	
		2/0	3	1 x 0,50	24	IO301762	
		2/0	3	1 x 0,75	24	IO303462	
HS-25		3/0	2	1 x 0,50	24	IO201763	
		2/0	3	1 x 0,50	24	IO301763	
		2/0	3	1 x 0,75	24	IO303463	
HS-30		1	4	1 x 0,75	24	IO403464	
HSM-8		4/0	1,5	1 x 0,50	24	IO151770	
KS-22		3/0	2	1 x 0,75	24	IO203474	
VSP-8 +VSP-8		5/0	1	1 x 0,45	24	IP101399	

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!

SERAFLEX®

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer schwarz Code number black	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
4/0	1,5	3 x 0,50	24	IN151900	
4/0	1,5	5 x 0,50	24	IN152100	
4/0	1,5	10 x 0,50	24	IN152300	
4/0	1,5	2 x 0,75	12		HN153500
3/0	2	3 x 0,50	24	IN201900	
3/0	2	5 x 0,50	24	IN202100	
3/0	2	10 x 0,50	24	IN202300	
2/0	3	3 x 0,50	24	IN301900	
2/0	3	5 x 0,50	24	IN302100	
2/0	3	10 x 0,50	24	IN302300	
2/0	3	2 x 0,75	12	IN303500	
0	3,5	3 x 0,50	24	IN351900	
0	3,5	5 x 0,50	24	IN352100	
0	3,5	10 x 0,50	24	IN352300	
0	3,5	2 x 0,75	12	IN353500	
1	4	3 x 0,50	24	IN401900	
1	4	5 x 0,50	24	IN402100	
1	4	2 x 0,75	12	IN403500	
2	5	3 x 0,50	24	IN501900	
2	5	5 x 0,50	24	IN502100	
2	5	2 x 0,75	12	IN503500	
3+4	6	2 x 0,75	12	IN603500	

SERAFLEX®

FÄDEN OHNE NADEL
PRE-CUT SUTURE THREADS WITHOUT NEEDLE


GROSSPACKUNGEN · CASSETTES


5/0	1	100	1	IC108000	
4/0	1,5	100	1	IC158000	
3/0	2	100	1	IC208000	
2/0	3	100	1	IC308000	HC308000
0	3,5	100	1	IC358000	HC358000
1	4	100	1	IC408000	HC408000
2	5	50	1	IC508400	HC508400

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!





SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG
Zum Kugelfang 8 - 12
95119 Naila/Germany

 + 49 9282 937-210


 + 49 9282 937-9369

Export Department:

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 info@serag-wiessner.de

 www.serag-wiessner.de