


Chirurgisches Nahtmaterial *Surgical Sutures*

PTFE POLYTETRAFLUORETHYLEN
POLYTETRAFLUORETHYLENE




 ungefärbt, monofil
undyed, monofilament

Nadelbezeichnung Needle	Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture /metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer Code number
DR-9 +DR-9	6/0	0,7	1 x 0,90	24	MEP07440A
DR-12	6/0 5/0	0,7 1	1 x 0,75 1 x 0,75	24 24	MEO07341A MEO10341A
DR-12 +DR-12	6/0 5/0 5/0	0,7 1 1	1 x 0,75 1 x 0,75 1 x 0,90	24 24 24	MEP07341A MEP10341A MEP10441A
DR-17	4/0	1,5	1 x 0,75	24	MEO15342A
DR-17 +DR-17	5/0 4/0	1 1,5	1 x 0,75 1 x 0,90	24 24	MEP10342A MEP15442A
DR-17 +DR-17	4/0	1,5	1 x 0,90	24	MEP15442A84
	Pledgets 6 x 3 x 0,5 mm pledgets 6 x 3 x 0,5 mm				
DRM-12 +DRM-12	6/0	0,7	1 x 0,90	24	MEP07442P
DRM-12 +DRM-12	6/0 5/0	0,7 1	1 x 0,90 1 x 0,90	24 24	MEP0744V4 MEP1044V4
	Vascuprime®				
DS-10	7/0	0,5	1 x 0,50	24	MEO051711
DS-12	6/0 5/0	0,7 1	1 x 0,50 1 x 0,50	24 24	MEO071712 MEO101712
DS-15	5/0 4/0	1 1,5	1 x 0,50 1 x 0,50	24 24	MEO101713 MEO151713
DS-18	5/0 4/0 3/0 2/0	1 1,5 2 3	1 x 0,75 1 x 0,50 1 x 0,50 1 x 0,50	24 24 24 24	MEO103414 MEO151714 MEO201714 MEO301714
DS-25	5/0 4/0 3/0	1 1,5 2	1 x 0,75 1 x 0,75 1 x 0,75	24 24 24	MEO103415 MEO153415 MEO203415

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge /Stück Units per box	Bestell-Nummer Code number
DSS-13		6/0	0,7	1 x 0,50	24	MEO07171L
		5/0	1	1 x 0,50	24	MEO10171L
		4/0	1,5	1 x 0,50	24	MEO15171L
DSS-15		4/0	1,5	1 x 0,50	24	MEO15171T
		3/0	2	1 x 0,50	24	MEO20171T
DSS-18		4/0	1,5	1 x 0,50	24	MEO15171M
		3/0	2	1 x 0,50	24	MEO20171M
DSS-24		2/0	3	1 x 0,50	24	MEO30171N
HR-12		6/0	0,7	1 x 0,75	24	MEO07340C
		5/0	1	1 x 0,75	24	MEO10340C
HR-12 +HR-12		6/0	0,7	1 x 0,75	24	MEP07340C
		5/0	1	1 x 0,75	24	MEP10340C
HR-17		5/0	1	1 x 0,75	24	MEO10341C
		4/0	1,5	1 x 0,50	24	MEO151776
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	MEO15341C
		3/0	2	1 x 0,90	24	MEO20441C
		2/0	3	1 x 0,90	24	MEO30441C
HR-17 +HR-17		5/0	1	1 x 0,75	24	MEP10341C
		5/0	1	1 x 0,90	24	MEP10441C
		4/0	1,5	1 x 0,75	24	MEP15341C
		4/0	1,5	1 x 0,90	24	MEP15441C
HR-17 +HR-17						
		3/0	2	1 x 0,75	24	MEP20341C20
		Pledgets 6 x 3 x 2 mm pledgets 6 x 3 x 2 mm				
HR-22		4/0	1,5	1 x 0,75	24	MEO15342C
		3/0	2	1 x 0,75	24	MEO20342C
HR-22 +HR-22		5/0	1	1 x 0,90	24	MEP10442C
		3/0	2	1 x 0,75	24	MEP20342C
HR-26		3/0	2	1 x 0,75	24	MEO20343C
		2/0	3	1 x 0,75	24	MEO30343C

SERAMON®

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture /metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer Code number
HR-26 +HR-26		3/0	2	1 x 0,75	24	MEP20343C
		3/0	2	1 x 0,90	24	MEP20443C
		3/0	2	1 x 1,20	24	MEP20483C
		2/0	3	1 x 0,90	24	MEP30443C
HRT-17		4/0	1,5	1 x 0,50	24	MEO151756
HS-15		4/0	1,5	1 x 0,50	24	MEO151761

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!

Nadelbezeichnung
Needle

Maße der Pledgets/mm
Size of Pledgets/mm

Stärke USP
Size USP

Stärke metric
Size metric

Fadenlänge/Meter
Length of suture /metre

Loopgröße/mm
Loop size/mm

Abgabemenge/Stück
Units per box

Bestell-Nummer
Code number

SERAMON® CHORDAE LOOP

DR-15
+DR-15



6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 10	6	MECL10B
6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 12	3	MECL12BA
6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 12	6	MECL12B
6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 14	3	MECL14BA
6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 14	6	MECL14B
6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 16	3	MECL16BA
6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 16	6	MECL16B
6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 18	3	MECL18BA
6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 18	6	MECL18B
6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 20	3	MECL20BA
6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 20	6	MECL20B
6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 22	3	MECL22BA
6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 22	6	MECL22B
6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 24	3	MECL24BA
6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 24	6	MECL24B
6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 26	3	MECL26BA
6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 26	6	MECL26B
6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 28	3	MECL28BA
6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 28	6	MECL28B
6 x 3 x 1	3/0	2	2 x 0,45	4 x 30	6	MECL30B

Nadelbezeichnung
Needle

Maße der Pledgets/mm
Size of Pledgets/mm

Stärke USP
Size USP

Stärke metric
Size metric

Fadenlänge/Meter
Length of suture /metre

Loopgröße/mm
Loop size/mm

Abgabemenge/Stück
Units per box

Bestell-Nummer
Code number

SERAMON® CHORDAE LOOP

HR-17
+HR-17





6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 10	3	MECL10AA
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 10	6	MECL10A
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 12	3	MECL12AA
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 12	6	MECL12A
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,55	4 x 12	6	MECL12E
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 14	3	MECL14AA
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 14	6	MECL14A
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,55	4 x 14	6	MECL14E
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 16	3	MECL16AA
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 16	6	MECL16A
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,55	4 x 16	6	MECL16E
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 18	3	MECL18AA
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 18	6	MECL18A
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,55	4 x 18	6	MECL18E
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 20	3	MECL20AA
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 20	6	MECL20A
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,55	4 x 20	6	MECL20E
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 22	3	MECL22AA
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 22	6	MECL22A
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,55	4 x 22	6	MECL22E
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 24	3	MECL24AA
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 24	6	MECL24A
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,55	4 x 24	6	MECL24E
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 26	3	MECL26AA
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 26	6	MECL26A
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,55	4 x 26	6	MECL26E
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 28	3	MECL28AA
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 28	6	MECL28A
6 x 3 x 2	3/0	2	2 x 0,45	4 x 30	6	MECL30A

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!





SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG
Zum Kugelfang 8 - 12
95119 Naila/Germany


 + 49 9282 937-0


 + 49 9282 937-9369

Export Department:

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 info@serag-wiessner.de

 www.serag-wiessner.de