


# SERAFIT® PROTECT

Chirurgisches Nahtmaterial  
*Surgical Sutures*

SERAFIT® PROTECT

 POLYGLYKOLSÄURE - Beschichtet mit Chlorhexidin  
*POLYGLYCOLIC ACID - coated with chlorhexidine*



violett / geflochten / beschichtet / resorbierbar  
*violet / braided / coated / absorbable*

Resorptionsprofil: 50 % Reißkraft nach 15 - 20 Tagen  
0 % Reißkraft nach 60 - 90 Tagen

*Absorption profile:* 50 % *tensile strength after 15 - 20 days*  
0 % *tensile strength after 60 - 90 days*







**150**  
JAHRE  
1866 - 2016



**SERAG**  
**WIESSNER**

Nadelbezeichnung Needle	Stärke USP Size USP	Stärke EP Size EP	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
ARX-35	1	4	1 x 0,70	24	MHO40322S
DS-18	4/0	1,5	1 x 0,70	24	MHO153214
DS-25	3/0	2	1 x 0,70	24	MHO203215
DS-30	0	3,5	1 x 0,70	24	MHO353216
DS-35	0	3,5	1 x 0,70	24	MHO353217
	1	4	1 x 0,70	24	MHO403217
FRX-27	2/0	3	1 x 0,70	24	MHO303226
	1	4	1 x 0,70	24	MHO403226
FRX-36	0	3,5	1 x 0,70	24	MHO353227
HR-22	4/0	1,5	1 x 0,70	24	MHO15322C
	3/0	2	1 x 0,70	24	MHO20322C
	2/0	3	1 x 0,70	24	MHO30322C
HR-26	3/0	2	1 x 0,70	24	MHO203241
	2/0	3	1 x 0,70	24	MHO303241
HR-30	3/0	2	1 x 0,70	24	MHO203242
	2/0	3	1 x 0,70	24	MHO303242
	0	3,5	1 x 0,70	24	MHO353242
HR-36	2/0	3	1 x 0,70	24	MHO303243
	0	3,5	1 x 0,70	24	MHO353243
	1	4	1 x 0,90	24	MHO404443
HR-40	0	3,5	1 x 0,90	24	MHO354444
	1	4	1 x 0,70	24	MHO403244
	1	4	1 x 0,90	24	MHO404444

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke EP Size EP	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
HR-48		0	3,5	1 x 0,90	24	MHO35446C
		1	4	1 x 0,90	24	MHO40446C
HRT-35		3/0	2	1 x 0,90	24	MHO204458
		2/0	3	1 x 0,70	24	MHO303258
		2/0	3	1 x 0,90	24	MHO304458
		0	3,5	1 x 0,90	24	MHO354458
HRT-40		1	4	1 x 0,70	24	MHO403259
		1	4	1 x 0,90	24	MHO404459
HRT-45		1	4	1 x 1,50	12	MHI405160
	Schlingennaht · Loop suture					
HRT-45		2	5	1 x 0,70	24	MHO503260
HRX-27		0	3,5	1 x 0,70	24	MHO353247
		1	4	1 x 0,70	24	MHO403247
HRX-36		2	5	1 x 0,90	24	MHO504448
HRX-40		1	4	1 x 1,50	12	MHI405149
	Schlingennaht · Loop suture					
HRX-40		1	4	1 x 0,70	24	MHO403249
		1	4	1 x 0,90	24	MHO404449

Nadelbezeichnung Needle	Stärke USP Size USP	Stärke EP Size EP	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer ungefärbt Code number undyed
HRX-48  Schlingennaht · Loop suture	1	4	1 x 1,50	12	MHI405150
HRX-48 	2/0	3	1 x 0,70	24	MHO304450
	1	4	1 x 0,70	24	MHO403250
	1	4	1 x 0,90	24	MHO404450
	2	5	1 x 0,90	24	MHO504450
HRXN-48 	1	4	1 x 0,90	24	MHO40446Q
HS-36 	2/0	3	1 x 0,70	24	MHO303265
HS-40 	1	4	1 x 0,90	24	MHO404466
HS-48 	0	3,5	1 x 0,90	24	MHO35441Y

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!  
Further combinations on request!

Stärke USP Size USP	Stärke EP Size EP	Fadenlänge/Meter Length of suture /metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet
3/0	2	6 x 0,45	12	MHN201500
3/0	2	1 x 2,50	12	MHN205700
2/0	3	1 x 1,50	12	MHN305100
2/0	3	5 x 0,70	12	MHN307500
0	3,5	2 x 0,70	12	MHN357200
1	4	2 x 0,70	12	MHN407200


Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!  
*Further combinations on request!*


**150**  
JAHRE  
1866 - 2016




**SERAG**  
**WIESSNER**


SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG  
Zum Kugelfang 8 - 12  
95119 Naila/Germany


 + 49 9282 937-0


 + 49 9282 937-9369

*Export Department:*

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 [info@serag-wiessner.de](mailto:info@serag-wiessner.de)

 [www.serag-wiessner.de](http://www.serag-wiessner.de)