 POLYDIOXANON
POLYDIOXANONE






























violett / monofil / resorbierbar
violet / monofilament / absorbable













Resorptionsprofil: 50 % Reißkraft nach 28 - 42 Tagen
Abbauvorgang abgeschlossen nach ca. 180 - 210 Tagen









Absorption profile: 50 % tensile strength after 28 - 42 days
Absorption process completed after approx.
180 - 210 days



Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet
DQM-9 +DQM-9	 Vascuprime®	6/0	0,7	1 x 0,70	24	9P0732E2
DR-9		7/0	0,5	1 x 0,70	24	9O05320A
DR-9 +DR-9		7/0 6/0	0,5 0,7	1 x 0,70 1 x 0,70	24 24	9P05320A 9P07320A
DR-12		6/0 5/0	0,7 1	1 x 0,70 1 x 0,70	24 24	9O07321A 9O10321A
DR-12 +DR-12		6/0	0,7	1 x 0,70	24	9P07321A
DR-15		5/0	1	1 x 0,70	24	9O103203
DR-17	 Schlingennaht · Loop suture	3/0	2	1 x 0,40	12	9I20112A
DS-15		5/0 4/0	1 1,5	1 x 0,70 1 x 0,70	24 24	9O103213 9O153213
DS-18		4/0 4/0 3/0 3/0 2/0	1,5 1,5 2 2 3	1 x 0,45 1 x 0,70 1 x 0,45 1 x 0,70 1 x 0,45	24 24 24 24 24	9O151314 9O153214 9O201314 9O203214 9O301314
DS-25		4/0 3/0 2/0 0	1,5 2 3 3,5	1 x 0,70 1 x 0,70 1 x 0,70 1 x 0,70	24 24 24 24	9O153215 9O203215 9O303215 9O353215
DS-35		2/0	3	1 x 0,70	24	9O303217
DSS-8		6/0	0,7	1 x 0,45	24	9O07131Z
DSS-10		6/0	0,7	1 x 0,45	24	9O07131S

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet
DSS-13		5/0	1	1 x 0,45	24	9010131L
		4/0	1,5	1 x 0,45	24	9015131L
DSS-15		5/0	1	1 x 0,45	24	9010131T
DSS-18		5/0	1	1 x 0,45	24	9010131M
		4/0	1,5	1 x 0,45	24	9015131M
		3/0	2	1 x 0,45	24	9020131M
		2/0	3	1 x 0,45	24	9030131M
DSS-24		3/0	2	1 x 0,45	24	9020131N
FRX-27 +FRX-27		3/0	2	1 x 0,70	12	9P203226
GR-20	 Endo-Naht · Endo suture	2/0	3	1 x 1,10	12	9Z305329
GR-20 +GR-20		4/0	1,5	1 x 0,70	24	9P153229
GR-30 +GR-30		4/0	1,5	1 x 0,70	24	9P15323J
GR-65 +GR-65		0	3,5	1 x 0,70	24	9P353230
		1	4	1 x 0,70	24	9P403230
GS-12		5/0	1	1 x 0,45	24	90101333
GS-25	 Endo-Naht · Endo suture	0	3,5	1 x 1,10	12	9Z355334
		1	4	1 x 1,10	12	9Z405334
GS-35	 Endo-Naht · Endo suture	0	3,5	1 x 1,10	12	9Z3553A8
HR-10 +HR-10		6/0	0,7	1 x 0,70	24	9P07327C
HR-12		6/0	0,7	1 x 0,45	24	90071338
		5/0	1	1 x 0,70	24	90103238
		4/0	1,5	1 x 0,70	24	90153238

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet
HR-12 +HR-12		5/0	1	1 x 0,90	24	9P104438
HR-17		5/0	1	1 x 0,70	24	90103276
		4/0	1,5	1 x 0,70	24	90153276
		3/0	2	1 x 0,70	24	90203276
HR-17 +HR-17		5/0	1	1 x 0,70	24	9P10321C
		4/0	1,5	1 x 0,70	24	9P15321C
HR-22		4/0	1,5	1 x 0,70	24	9015322C
		4/0	1,5	1 x 0,90	24	9015442C
		3/0	2	1 x 0,70	24	9020322C
		2/0	3	1 x 0,70	24	9030322C
HR-22 +HR-22		4/0	1,5	1 x 0,70	24	9P15322C
		3/0	2	1 x 0,70	24	9P20322C
HR-26		4/0	1,5	1 x 0,70	24	90153241
		3/0	2	1 x 0,70	24	90203241
		3/0	2	1 x 0,90	24	90204441
		2/0	3	1 x 0,70	24	90303241
		2/0	3	1 x 0,90	24	90304441
		0	3,5	1 x 0,70	24	90353241
0	3,5	1 x 0,90	24	90354441		
HR-26 +HR-26		4/0	1,5	1 x 0,90	24	9P15443C
HR-30		4/0	1,5	1 x 0,70	24	90153242
		3/0	2	1 x 0,70	24	90203242
		2/0	3	1 x 0,70	24	90303242
HR-36		2/0	3	1 x 0,70	24	90303243
HR-36 +HR-36		4/0	1,5	1 x 0,70	24	9P153243
HRT-17		4/0	1,5	1 x 0,70	24	90153256
		3/0	2	1 x 0,70	24	90203256
HRT-26		2/0	3	1 x 0,70	24	90303257

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet
HRT-45		2	5	1 x 2,5	12	90505760
HRT-48	 Schlingennaht · Loop suture	1	4	1 x 1,50	12	9140512D
HRX-22		3/0 2/0	2 3	1 x 0,70 1 x 0,70	24 24	90203246 90303246
HRX-27		2/0 0 1	3 3,5 4	1 x 0,70 1 x 0,70 1 x 0,70	24 24 24	90303247 90353247 90403247
HRX-36		0 0 1 1	3,5 3,5 4 4	1 x 0,70 1 x 0,90 1 x 0,70 1 x 0,90	24 24 24 24	90353248 90354448 90403248 90404448
HRX-36	 Schlingennaht · Loop suture	1	4	1 x 1,50	12	91405148
HRX-40		0 1 2	3,5 4 5	1 x 0,90 1 x 0,90 1 x 0,90	24 24 24	90354449 90404449 90504449
HRX-40	 Schlingennaht · Loop suture	0 1	3,5 4	1 x 1,50 1 x 1,50	12 12	91355149 91405149

SERASYNTH®

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

Nadelbezeichnung Needle		Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet
HRX-48		0	3,5	1 x 0,90	24	90354450
		1	4	1 x 0,90	24	90404450
		2	5	1 x 0,90	24	90504450
HRX-48		1	4	1 x 1,80	12	91409G50
Schlingennaht · Loop suture						
HRX-75		2	5	1 x 1,50	12	90505151
HRXN-48		1	4	1 x 1,50	12	9140516Q
Schlingennaht · Loop suture						
HS-12		4/0	1,5	1 x 0,45	24	9015133H
HS-18		4/0	1,5	1 x 0,45	24	9015131K
HS-20		3/0	2	1 x 0,45	24	90201362
		3/0	2	1 x 0,70	24	90203262
HS-25		2/0	3	1 x 0,70	24	90303263
		0	3,5	1 x 0,70	24	90353263
HS-36		0	3,5	1 x 0,90	24	90354465
		1	4	1 x 0,90	24	90404465

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!

Nadelbezeichnung
Needle

Stärke USP
Size USP

Stärke metric
Size metric

Fadenlänge/Meter
Length of suture/metre

Abgabemenge/Stück
Units per box

Bestell-Nummer violett
Code number violet

PEXIE Endo Naht mit vorbereitetem ersten Knoten

PEXIE Endo suture with first knot prepared

HRX-22



3/0

2

1 x 0,20

12

93200346

Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!

NADEL-FADEN-KOMBINATIONEN
NEEDLE SUTURE COMBINATIONS

SERASYNTH®

Stärke USP Size USP	Stärke metric Size metric	Fadenlänge/Meter Length of suture/metre	Abgabemenge/Stück Units per box	Bestell-Nummer violett Code number violet
4/0	1,5	3 x 0,45	24	9N151200
3/0	2	2 x 0,70	24	9N207200
2/0	3	3 x 0,45	24	9N301200
0	3,5	2 x 0,70	24	9N357200
1	4	2 x 0,70	24	9N407200

SERAG-BINDER Ligaturschlinge mit Fadenführungsrohr
SERAG-BINDER with suture guiding tube



2/0	3	1 x 0,50	12	9Z301700
0	3,5	1 x 0,50	12	9Z351700
1	4	1 x 0,50	12	9Z401700


Weitere Artikel und Kombinationen auf Anfrage!
Further combinations on request!


SERASYNTH®

FÄDEN OHNE NADEL
 SUTURE HEADS WITHOUT NEEDLE





SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG
Zum Kugelfang 8 - 12
95119 Naila/Germany


 + 49 9282 937-0


 + 49 9282 937-9369

Export Department:

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 info@serag-wiessner.de

 www.serag-wiessner.de