

Zubehör für nicht-resorbierbares Nahtmaterial

# PLEDGETS

Chirurgisches  
Nahtmaterial



**SERAG**  
**WIESSNER**



## Pledgets

SERAG-WIESSNER steht seit über 150 Jahren für chirurgisches Nahtmaterial von höchster Qualität. Als ältester deutscher Hersteller vereint das Unternehmen jahrzehntelange Tradition mit modernster Technik. Hochpräzise automatische Fertigungstechnologien werden mit der zuverlässigen und gewissenhaften Tätigkeit erfahrener Mitarbeiter kombiniert.

An unserem Standort in Naila werden Pledgets aus nicht resorbierbarem, ungefärbtem Polytetrafluorethylen (PTFE) Filz gefertigt.

Die losen Pledgets werden präzisionsgestanzt und unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle.

Die Hauptfunktion der Pledgets besteht in der dauerhaften Verstärkung von Gewebe und in der Bildung eines Nahtwiderlagers, vor allem am Herzen oder an Gefäßen. Durch die Verstärkung erschweren sie das Ausreißen von Fäden an mechanisch stark belasteten Geweben.

Unsere Pledgets sind in verschiedenen Formen, Größen und Dicken sowie gelocht oder ungelocht verfügbar.





Form + Ausführung

Größe/mm

Abgabemenge/Packg.

Inhalt pro Folie

Bestell-Nummer


|   |                |    |      |        |
|---|----------------|----|------|--------|
|     | 6 x 2          | 12 | 10 x | PL14AA |
|     | 6 x 3 x 1      | 12 | 4 x  | PL16   |
|     | 6 x 3 x 2      | 12 | 4 x  | PL14   |
|     | 6 x 3 x 2      | 12 | 4 x  | PL04   |
|     | 3 x 2 x 1      | 12 | 4 x  | PL19   |
|     | 6 x 3 x 0,5    | 12 | 4 x  | PL18   |
|     | 9 x 5 x 1      | 12 | 6 x  | PR16   |
|   | 12,7 x 7,9 x 1 | 12 | 6 x  | PR18   |
|   | 40 x 20 x 1    | 12 | 1 x  | PL13   |
|   | 80 x 20 x 1    | 12 | 1 x  | PL21   |
|   | 100 x 13 x 2   | 12 | 1 x  | PR21   |
|   | 100 x 20 x 1   | 12 | 1 x  | PL22   |
|  | 150 x 6,3 x 1  | 12 | 1 x  | PR19AB |
|  | 150 x 6,3 x 2  | 12 | 1 x  | PR19   |

LIEFERPROGRAMM

Zu erwartende Risiken in Verbindung mit der bestimmungsgemäßen Verwendung der Produkte sind in den Gebrauchsanweisungen angegeben. Diese stehen auf der Homepage von SERAG-WIESSNER unter [www.serag-wiessner.de](http://www.serag-wiessner.de) zur Verfügung.





SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG  
Zum Kugelfang 8 - 12  
95119 Naila/Germany

 + 49 9282 937-210

 + 49 9282 937-9369

*Export Department:*

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 [info@serag-wiessner.de](mailto:info@serag-wiessner.de)

 [www.serag-wiessner.de](http://www.serag-wiessner.de)

