

SERAMESH® - SERAMESH® PA

Textile Implantate
Textile implants

SERAMESH®

SERAMESH® SE

PP POLYPROPYLEN
POLYPROPYLENE



ungefärbt / multifil / nicht resorbierbar
Maschenweite < 2 mm / Flächengewicht 110 g/m²
undyed / multifilament / nonabsorbable
Mesh width < 2 mm / weight 110 g/m²

SERAMESH® SO

PP POLYPROPYLEN
POLYPROPYLENE



ungefärbt / monofil / nicht resorbierbar
Maschenweite < 2 mm / Flächengewicht 130 g/m²
undyed / monofilament / nonabsorbable
Mesh width < 2 mm / weight 130 g/m²

SERAMESH® LE

PP POLYPROPYLEN
POLYPROPYLENE



ungefärbt / multifil / nicht resorbierbar
Maschenweite > 4 mm / Flächengewicht 60 g/m²
undyed / multifilament / nonabsorbable
Mesh width > 4 mm / weight 60 g/m²

SERAMESH® XO

PP POLYPROPYLEN
POLYPROPYLENE



ungefärbt / monofil / nicht resorbierbar
Maschenweite > 4 mm / Flächengewicht 11 g/m²
undyed / monofilament / nonabsorbable
Mesh width > 4 mm / weight 11 g/m²

SERAMESH® PA

PP/PGLACL POLYPROPYLEN / POLYGLYKOLSÄURE-CAPROLACTON
POLYPROPYLENE / POLYGLYCOLIC ACID-CAPROLACTONE



ungefärbt / monofil / teilresorbierbar
Maschenweite zwischen 2 und 4 mm
Flächengewicht vor Resorption 85 g/m² / nach Resorption 28 g/m²
undyed / monofilament / partially absorbable
Mesh width between 2 and 4 mm
weight before absorption 85 g/m² / after absorption 28 g/m²

150
JAHRE
1866 - 2016



SERAG
WIESSNER

Symbol
Symbol

Bezeichnung
Designation

Maße in cm
Size in cm

Verpackungs-Einheit
Units per box

Bestell-Nummer
Code number

SERAMESH® SE

FEINMASCHIG / UNGEFÄRBT / MULTIFIL / NICHT RESORBIERBAR
FINE / UNDYED / MULTIFILAMENT / NONABSORBABLE




SERAMESH® SE

8,5 x 7	3	SN06
7,5 x 9	3	SN09
11 x 6	3	SN07
13 x 8	3	SN12
15 x 10	3	SN04
15 x 15	3	SN10
30 x 15	3	SN13
30 x 30	1	SN08

SERAMESH® SO

GROBMASCHIG / UNGEFÄRBT / MONOFIL / NICHT RESORBIERBAR
COARSE / UNDYED / MONOFILAMENT / NONABSORBABLE



SERAMESH® SO

8,5 x 7	3	SN26
11 x 6	3	SN27
13 x 8	3	SN32
15 x 10	3	SN24
15 x 15	3	SN30
30 x 30	1	SN28

SERAMESH® LE

WEITMASCHIG / UNGEFÄRBT / MULTIFIL / NICHT RESORBIERBAR
WIDE / UNDYED / MULTIFILAMENT / NONABSORBABLE




SERAMESH® LE

7,5 x 9	3	SN109
11 x 6	3	SN107
13 x 8	3	SN112
15 x 10	3	SN104
15 x 15	3	SN110
30 x 30	1	SN108




SERAMESH® XO

UNGEFÄRBT / MONOFIL / NICHT RESORBIERBAR
UNDYED / MONOFILAMENT / NONABSORBABLE



SERAMESH® XO

11 x 6	3	SN157
15 x 10	3	SN154
15 x 15	3	SN160


Symbol Symbol	Bezeichnung Designation	Maße in cm Size in cm	Verpackungs-Einheit Units per box	Bestell-Nummer Code number
UNGEFÄRBT / MONOFIL / TEILRESORBIERBAR UNDYED / MONOFILAMENT / PARTIALLY ABSORBABLE				
	SERAMESH® PA	11 x 6	3	SN307
		12 x 10	3	SN319
		15 x 5	3	SN301
		15 x 10	3	SN304
		15 x 15	3	SN310
		15 x 30	3	SN313
		30 x 30	1	SN308
	SERAMESH® PA preshaped	13 x 8	3	SN315
	SERAMESH® PA preshaped	13,5 x 6	3	SN311


Weitere Artikel auf Anfrage!
Further articles on request!

150
JAHRE
1866 - 2016





SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG
Zum Kugelfang 8 - 12
95119 Naila/Germany


 + 49 9282 937-0


 + 49 9282 937-9369

Export Department:

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 info@serag-wiessner.de

 www.serag-wiessner.de