

# NETZIMPLANTATE BRUST

Textile Implantate  
Textile implants

SERAGYN® BR PA / SERASYNTH® MESH BR sind weiche Netzümplantate zur Unterstützung und Überbrückung von geschwächtem oder beschädigtem Körpergewebe. Sie sind auf anatomische Anforderungen abgestimmt und können dabei noch individuell angepasst werden.  
*SERAGYN® BR PA / SERASYNTH® MESH BR are soft mesh implants which reinforce and bridge weakened or damaged tissue. They meet anatomical requirements and can even be individually customised.*

## SERAGYN® BR PA

PP/PGACL

POLYPROPYLEN /  
POLYGLYKOLSÄURE-CAPROLACTON  
POLYPROPYLENE /  
POLYGLYCOLIC ACID-CAPROLACTONE



gefärbt / monofil / teilresorbierbar  
Porengröße ~ 2 x 3 mm  
Flächengewicht vor Resorption 85 g/m<sup>2</sup> / nach Resorption 28 g/m<sup>2</sup>  
Der PGACL-Anteil resorbiert innerhalb 90 - 120 Tagen.

*dyed / monofilament / partially-absorbable  
pore size ~ 2 x 3 mm  
weight before absorption 85 g/m<sup>2</sup> / after absorption 28 g/m<sup>2</sup>  
The PGACL-part absorbs within 90 - 120 days.*

## SERASYNTH® MESH BR



PDO




POLYDIOXANON  
POLYDIOXANONE



gefärbt / monofil / resorbierbar  
Porengröße ~ 1 x 2 mm  
Flächengewicht vor Resorption 90 g/m<sup>2</sup>  
Resorptionszeit 180 - 210 Tage


*dyed / monofilament / absorbable  
pore size ~ 1 x 2 mm  
weight before absorption 90 g/m<sup>2</sup>  
absorption time 180 - 210 days*


Symbol Symbol	Bezeichnung Designation	Verpackungs-Einheit Units per box	Porengröße Pore size	Abmessung Size	Bestell-Nummer Code number
PP / PGACL					
<i>teilresorbierbar / partially-absorbable</i>					
	SERAGYN® BR PA	3	~ 2 x 3 mm	13,5 x 9,5 cm	SN405
		3	~ 2 x 3 mm	17,5 x 11,5 cm	SN407
		3	~ 2 x 3 mm	22,5 x 14,5 cm	SN406
		3	~ 2 x 3 mm	28,5 x 17,5 cm	SN408
	SERAGYN® BR PA rund mit Ausschnitt <i>round with cutout</i>	3	~ 2 x 3 mm	23 cm Durchmesser <i>diameter</i>	SN409

Symbol Symbol	Bezeichnung Designation	Verpackungs-Einheit Units per box	Porengröße Pore size	Abmessung Size	Bestell-Nummer Code number
<i>resorbierbar / absorbable</i>					
	SERASYNTH® MESH BR	3	~ 1 x 2 mm	17,5 x 11,5 cm	SN447
		3	~ 1 x 2 mm	22,5 x 14,5 cm	SN446
		3	~ 1 x 2 mm	28,5 x 17,5 cm	SN448
	SERASYNTH® MESH BR	3	~ 1 x 2 mm	29 x 18 cm	SN4411
	SERASYNTH® MESH BR	3	~ 1 x 2 mm	29 x 27 cm	SN4410





SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG  
Zum Kugelfang 8-12  
95119 Naila/Germany

 + 49 9282 937-0

 + 49 9282 937-9369

*Export Department:*

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 [info@serag-wiessner.de](mailto:info@serag-wiessner.de)

 [www.serag-wiessner.de](http://www.serag-wiessner.de)