

PP/PGACL POLYPROPYLEN / POLYGLYKOLSÄURE-CAPROLACTON
POLYPROPYLENE / POLYGLYCOLIC ACID-CAPROLACTONE



ungefärbt / monofil / teilresorbierbar

Porengröße ~ 2 x 3 mm

Flächengewicht vor Resorption 85 g/m² / nach Resorption 28 g/m²

Der PGACL-Anteil resorbiert nach ca. 90 - 120 Tagen.






undyed / monofilament / partially-absorbable

poresize ~ 2 x 3 mm

weight before absorption 85 g/m² / after absorption 28 g/m²

The PGACL-part absorbs within 90 - 120 days.





Symbol Symbol	Bezeichnung Designation	Verpackungs-Einheit Units per box	Porengröße Pore size	Abmessung Size	Bestell-Nummer Code number
teilresorbierbar / partially-absorbable					
	SERAMESH® PA	1	~ 2 x 3 mm	11 x 6 cm	SN30750
		3	~ 2 x 3 mm	11 x 6 cm	SN307
		1	~ 2 x 3 mm	12 x 10 cm	SN31950
		3	~ 2 x 3 mm	12 x 10 cm	SN319
		3	~ 2 x 3 mm	15 x 5 cm	SN301
		1	~ 2 x 3 mm	15 x 10 cm	SN30450
		3	~ 2 x 3 mm	15 x 10 cm	SN304
		1	~ 2 x 3 mm	15 x 15 cm	SN31050
		3	~ 2 x 3 mm	15 x 15 cm	SN310
		1	~ 2 x 3 mm	30 x 15 cm	SN31350
3	~ 2 x 3 mm	30 x 15 cm	SN313		
1	~ 2 x 3 mm	30 x 30 cm	SN308		
	SERAMESH® PA preshaped	3	~ 2 x 3 mm	13 x 8 cm	SN315
	SERAMESH® PA preshaped	1	~ 2 x 3 mm	13,5 x 6 cm	SN31150
		3	~ 2 x 3 mm	13,5 x 6 cm	SN311
	SERAMESH® PA DRUM	1	~ 2 x 3 mm	6 x 5 cm + 6 x 5 cm	SN32350
		3	~ 2 x 3 mm	6 x 5 cm + 6 x 5 cm	SN323
	SERAMESH® PA DRUM	1	~ 2 x 3 mm	6 x 6 cm + 6 x 6 cm	SN32450
		3	~ 2 x 3 mm	6 x 6 cm + 6 x 6 cm	SN324




**SERAG
WIESSNER**


SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG
Zum Kugelfang 8 - 12
95119 Naila/Germany

 + 49 9282 937-0

 + 49 9282 937-9369

Export Department:

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 info@serag-wiessner.de

 www.serag-wiessner.de