

Textile Implantate *Textile implants*

SERAGYN® BR PA ist ein weiches Netzimplantat zur Unterstützung und Überbrückung von geschwächtem und beschädigtem Körpergewebe. Es ist vorgeschritten und auf anatomische Anforderungen abgestimmt.

SERAGYN® BR PA is a soft mesh implant which reinforces and bridges weakened or damaged tissue. It is pre-cut to meet anatomical demands.



SERAGYN® BR PA

PP/PGA/L

POLYPROPYLEN /
POLYGLYKOLSÄURE-CAPROLACTON
POLYPROPYLENE /
POLYGLYCOLIC ACID-CAPROLACTONE





gefärbt / monofil / teilresorbierbar
Maschenweite zwischen 2 und 4 mm
Flächengewicht vor Resorption 85 g/m² / nach Resorption 28 g/m²
*dyed / monofilament / partially absorbable
poresize between 2 and 4 mm
weight before absorption 85 g/m² / after absorption 28 g/m²*

Symbol Symbol	Bezeichnung Designation	Maße in cm Size in cm	Verpackungs-Einheit Units per box	Bestell-Nummer Code number
SERAGYN® BR PA				
GEFÄRBT / MONOFIL / TEILRESORBIERBAR DYED / MONOFILAMENT / PARTIALLY ABSORBABLE				
	SERAGYN® BR PA	13,5 x 9,5	1 3	SN40550 SN405
		17,5 x 11,5	1 3	SN40750 SN407
		22,5 x 14,5	1 3	SN40650 SN406
		28,5 x 17,5	1 3	SN40850 SN408
	SERAGYN® BR PA rund mit Ausschnitt round with cutout	23 Durchmesser diameter	1 3	SN40950 SN409





SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG
Zum Kugelfang 8-12
95119 Naila/Germany


 + 49 9282 937-0


 + 49 9282 937-9369

Export Department:

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 info@serag-wiessner.de

 www.serag-wiessner.de