

Textile Implantate Textile implants

SERASIS®-Bänder werden insbesondere zur operativen Behandlung der weiblichen Stressinkontinenz eingesetzt. Sie werden in den Ausführungen nicht- und teilresorbierbar angeboten. SERASIS®-Bänder sind im MRT sichtbar.

SERASIS® tapes are used for the surgical treatment of female stress incontinence. They are available as non- or partially-absorbable implants. SERASIS® tapes are visible in MRI.

SERASIS® MR

PP

POLYPROPYLEN
POLYPROPYLENE



gefärbt / monofil / nicht resorbierbar
dyed / monofilament / non-absorbable

SERASIS® PA MR

PP/PGACL



POLYPROPYLEN /
POLYGLYKOLSÄURE-CAPROLACTON
POLYPROPYLENE /
POLYGLYCOLIC ACID-CAPROLACTONE



gefärbt / monofil / teilresorbierbar
Der PGACL-Anteil resorbiert nach ca. 90-120 Tagen.

dyed / monofilament / partially-absorbable
The PGACL-part absorbs within 90-120 days.


MR = MRT sichtbar
= MRI visible


Symbol Symbol	Bezeichnung Designation	Verpackungs-Einheit Units per box	Porengröße Pore size	Abmessung Size	Bestell-Nummer Code number
PP nicht resorbierbar / non-absorbable					
	SERASIS® MR	3	1 - 3 mm	45 x 1 cm	IS55MR
	SERASIS® MR ADAPT JK-Tape®	3	1 - 3 mm	64 x 0,8 cm adjustierbar mit Torsions-Pufferzonen <i>adjustable with buffer zones</i>	IS52MR

PP/PGACL		teilresorbierbar / partially-absorbable			
	SERASIS® PA MR	3	1 - 3 mm	45 x 1 cm	IS56MR
	SERASIS® PA MR ADAPT	3	1 - 3 mm	45 x 1 cm adjustierbar <i>adjustable</i>	IS58MR
	SERASIS® PA MR ADAPT JK-Tape®	3	1 - 3 mm	64 x 0,8 cm adjustierbar mit Torsions-Pufferzonen <i>adjustable with buffer zones</i>	IS51MR





SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG
Zum Kugelfang 8-12
95119 Naila/Germany


 + 49 9282 937-0


 + 49 9282 937-9369

Export Department:

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 info@serag-wiessner.de

 www.serag-wiessner.de