

## Textile Implantate Textile implants

SERATOM®-Implantate wurden speziell für die Deszensuschirurgie und zur operativen Behandlung der weiblichen Beckenbodenschwäche entwickelt. Sie sind makroporös und im MRT sichtbar.

*SERATOM® implants were developed specially for the surgical repair of pelvic floor defects. They are macroporous and MRI visible.*

## SERATOM® PA MR

PP/PGACL








POLYPROPYLEN /  
POLYGLYKOLSÄURE-CAPROLACTON







POLYPROPYLENE /  
POLYGLYCOLIC ACID-CAPROLACTONE



gefärbt / monofil / teilresorbierbar  
Der PGACL-Anteil resorbiert innerhalb 90-120 Tage.

*dyed / monofilament / partially absorbable  
The PGACL-part absorbs within 90-120 days.*

Symbol Symbol	Bezeichnung Designation	Verpackungs-Einheit Units per box	Porengröße Pore size	Basis Base	Bänderanzahl Number of tapes	Bandlänge (ca.) Length of tape (ca.)	Bestell-Nummer Code number
<b>PP / PGACL</b> <span style="float: right;"><b>teilresorbierbar / partially absorbable</b></span>							
	SERATOM® A PA MR	3	3 x 5 mm	5 x 10 cm	4	20 cm	SN205MR
	SERATOM® E PA MR	3	2 x 4 mm	6 x 10 cm	4 2 flex	20 cm	SN215MR
	SERATOM® E2 PA MR	3	2 x 4 mm	6 x 10 cm	4 2 flex	20 cm	SN217MR
	SERATOM® F PA MR	3	2 x 4 mm	5,5 x 10 cm	2 2 flex	20 cm	SN245MR
	SERATOM® G2 PA MR	3	3 x 5 mm	5 x 23 cm	6	20 cm	SN895MR
	SERATOM® K PA MR	3	2 x 4 mm	7,5 x 24 cm	6 4 flex	20 cm	SN285MR
	SERATOM® K2 PA MR	3	2 x 4 mm	7,5 x 24 cm breit	6 4 flex	20 cm	SN287MR

Symbol Symbol	Bezeichnung Designation	Verpackungs-Einheit Units per box	Porengröße Pore size	Basis Base	Bänderanzahl Number of tapes	Bandlänge (ca.) Length of tape (ca.)	Bestell-Nummer Code number
<b>PP / PGACL</b> <span style="float: right;"><i>teilresorbierbar / partially absorbable</i></span>							
	SERATOM® L PA MR	3	2 x 4 mm	7,5 x 9 cm	2 2 flex	20 cm	SN295MR
	SERATOM® MN PA MR	3	2 x 4 mm	3 x 3 cm	2 2 flex	20 cm	SN207MR
	SERATOM® P PA MR	3	2 x 4 mm	4 x 9 cm	4 2 flex	20 cm	SN845MR
	SERATOM® P2 PA MR	3	2 x 4 mm	4 x 25 cm	4 2 flex	20 cm	SN875MR
	SERATOM® P PA MR	3	2 x 4 mm	4 x 9 cm	4 2 flex	20 cm	SN885MR
	SERATOM® F PA MR			5,5 x 10 cm	2 2 flex		

**SERATOM® PA**


LIEFERPROGRAMM /  
DELIVERY PROGRAMME




**150**  
JAHRE  
1866 - 2016





SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG  
Zum Kugelfang 8-12  
95119 Naila/Germany

 + 49 9282 937-0


 + 49 9282 937-9369

*Export Department:*

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 [info@serag-wiessner.de](mailto:info@serag-wiessner.de)

 [www.serag-wiessner.de](http://www.serag-wiessner.de)