



SERASIS®  
SERASIS® PA



Textile Implantate für die Urogynäkologie

**SERASIS® | SERASIS® PA**





SERAG-WIESSNER steht seit über 160 Jahren für chirurgisches Nahtmaterial von höchster Qualität. Als ältester deutscher Hersteller vereint


das Unternehmen jahrzehntelange Tradition mit modernster Technik.

Hochpräzise automatische Fertigungstechnologien werden mit der zuverlässigen und gewissenhaften Tätigkeit erfahrener Mitarbeiter kombiniert.


Leistung aus Tradition

Jahrzehntelange Erfahrung

Hightech und Handarbeit




Chirurgisches Nahtmaterial



Textile Implantate



Lösungen



SERASIS® ist für die Behandlung von Patientinnen mit Stressinkontinenz indiziert. Es stehen Bandimplantate aus monofilem, nicht-resorbierbarem Polypropylen oder aus einem teilresorbierbarem Biokomponentenmaterial (Polypropylen / Polyglykolsäure-Caprolacton) zur Verfügung.

Unsere Netze sind eine Komposition bewährter Materialien mit makroporöser Struktur.

Sie werden durch das Einwachsen von Körperzellen in die Gewebestruktur integriert.


Durch die besonderen Eigenschaften von SERASIS® PA verringert sich das Gewicht während der Teilresorption um bis zu 2/3. Somit wird auch der Anteil des verbleibenden Fremdmaterials im Körper durch den teilresorbierbaren Faden verringert.

---




## Besondere Eigenschaften

- Keine umhüllende Folie aus Kunststoff
- Angenehmes Handling
- Formstabilität
- MRT-sichtbar










### Produktdaten SERASIS®

-  POLYPROPYLEN  
 gefärbt / monofil /  
nicht resorbierbar  
 ungefärbt / monofil /  
nicht resorbierbar

### SERASIS® PA MR

-  POLYPROPYLEN / POLYGLY-  
KOLSÄURE-CAPROLACTON  
 gefärbt / monofil /  
teilresorbierbar

Die Resorption des PGACL dauert  
üblicherweise ca. 90 Tage.

-  POLYPROPYLEN  
 gefärbt / monofil /  
nicht resorbierbar  
 ungefärbt / monofil /  
nicht resorbierbar

### Informationsmaterial

Im Downloadbereich unserer Website  
finden Sie weiteres Informationsmaterial  
zu unserem gesamten Sortiment.

Hier stehen Ihnen unter anderem die  
aktuellen Lieferprogramme zur Verfü-  
gung, sowie unsere Produktbroschüren:

SERATEX® (Art. Nr. 851255)

SERATOM® (Art. Nr. 851257)

Außerdem können Sie eine Gesamt-  
übersicht unserer textilen Implantate  
(Art. Nr. 851040) herunterladen.





Weitere Produktinforma-  
tionen und OP-Videos zu  
SERASIS® finden Sie auf  
unserer Homepage.



### Besondere Eigenschaften SERASIS® PA

- Gewichtsverringerng während Teilresorption um bis zu 2/3
- Verringerung des verbleibenden Fremdmaterials im Körper  
durch teilresorbierbaren Faden



# LIEFERPROGRAMM

Symbol	Bezeichnung	Verpackungs-Einheit	Abmessung	Bestell-Nummer
SERASIS®		nicht resorbierbar		
	SERASIS® MR	3	45 x 1 cm	IS55MR
		1	45 x 1 cm	IS55MR50
	SERASIS® MR ADAPT JK-Tape®	3	64 x 0,8 cm adjustierbar mit Torsions-Pufferzonen	IS52MR
		1	64 x 0,8 cm adjustierbar mit Torsions-Pufferzonen	IS52MR50


Symbol	Bezeichnung	Verpackungs-Einheit	Abmessung	Bestell-Nummer
SERASIS® PA			teilresorbierbar	
	SERASIS® PA MR	3	45 x 1 cm	IS56MR
		1	45 x 1 cm	IS56MR50
	SERASIS® PA MR ADAPT	3	45 x 1 cm adjustierbar	IS58MR
		1	45 x 1 cm adjustierbar	IS58MR50


Zu erwartende Risiken in Verbindung mit der bestimmungsgemäßen Verwendung des Produktes sind in der Gebrauchsanweisung angegeben. Diese steht auf der Homepage von SERAG-WIESSNER unter [www.serag-wiessner.de](http://www.serag-wiessner.de) zur Verfügung.




**SERAG  
WIESSNER**


SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG  
Zum Kugelfang 8 - 12  
95119 Naila/Germany


 + 49 9282 937-210


 + 49 9282 937-9369

*Export Department:*

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 [info@serag-wiessner.de](mailto:info@serag-wiessner.de)

 [www.serag-wiessner.de](http://www.serag-wiessner.de)

