


SERATEX®
SERATEX® PA



Textile Implantate für die Urogynäkologie

SERATEX® | SERATEX® PA





SERAG-WIESSNER steht seit über 160 Jahren für chirurgisches Nahtmaterial von höchster Qualität. Als ältester deutscher Hersteller vereint


das Unternehmen jahrzehntelange Tradition mit modernster Technik.

Hochpräzise automatische Fertigungstechnologien werden mit der zuverlässigen und gewissenhaften Tätigkeit erfahrener Mitarbeiter kombiniert.


Leistung aus Tradition

Jahrzehntelange Erfahrung

Hightech und Handarbeit




Chirurgisches Nahtmaterial



Textile Implantate



Lösungen



SERATEX® ist für die Behandlung von Patientinnen mit Beckenbodenprolaps indiziert. Das Ausgangsmaterial besteht aus nicht resorbierbaren Polypropylenfäden und / oder einem teilresorbierbaren Polypropylen / Polyglykolsäure-Caprolacton-Bikomponentenfaden.

Unsere Netze sind eine Komposition bewährter Materialien mit makropo-


röser Struktur. Sie werden durch das Einwachsen von Körperzellen in die Gewebestruktur integriert.

Durch die besonderen Eigenschaften von SERATEX® PA verringert sich das Gewicht während der Teilresorption um bis zu 2/3. Somit wird auch der Anteil des verbleibenden Fremdmaterials im Körper durch den teilresorbierbaren Faden verringert.



Besondere Eigenschaften

- Angenehmes Handling
- Formstabilität









Produktdaten SERATEX®

 POLYPROPYLEN
 gefärbt / monofil /
nicht resorbierbar

SERATEX® PA

 POLYPROPYLEN / POLYGLY-
KOLSÄURE-CAPROLACTON
 gefärbt / monofil /
teilresorbierbar
 ungefärbt / monofil /
teilresorbierbar

Die Resorption des PGACL dauert
üblicherweise ca. 90 Tage.

 POLYPROPYLEN
 gefärbt / monofil /
nicht resorbierbar

Informationsmaterial

Im Downloadbereich unserer Website
finden Sie weiteres Informationsmaterial
zu unserem gesamten Sortiment.

Hier stehen Ihnen unter anderem die
aktuellen Lieferprogramme zur Verfü-
gung, sowie unsere Produktbroschüren:

SERASIS® (Art. Nr. 851253)

SERATOM® (Art. Nr. 851257)



Außerdem können Sie eine Gesamt-
übersicht unserer textilen Implantate
(Art. Nr. 851040) herunterladen.



















Weitere Produktinformationen
und OP-Videos zu SERATEX®
finden Sie auf unserer Home-
page.



LIEFERPROGRAMM

Symbol	Bezeichnung	Verpackungs-Einheit	Abmessung	Bänderanzahl	Bandlänge	Bestell-Nummer
SERATEX® nicht resorbierbar						
	SlimSling® SERATEX® L MR	3	0,3 x 90 cm mit Nadel HRX-27			STL00401
		1	0,3 x 90 cm mit Nadel HRX-27			STL0040150
	SERATEX® A3 MR	1	45 x 1 cm			STG0100350

SERATEX® PA teilresorbierbar						
	SERATEX® A PA MR	3	2 x 19 cm			STA01401
		1	2 x 19 cm			STA0140150
	SERATEX® A2 PA MR	3	50 x 1,5 cm			STA01402
		1	50 x 1,5 cm			STA0140250
	SERATEX® A4 PA MR	3	55 x 1,5 cm			STA01404
		1	55 x 1,5 cm			STA0140450
	SERATEX® B1 PA	3	2 x 15 cm	2 flex	10 cm	STB01001
		1	2 x 15 cm	2 flex	10 cm	STB0100150
	SERATEX® B2 PA MR	3	2 x 18 cm			STB01402
		1	2 x 18 cm			STB0140250
	SERATEX® B3 PA MR	3	4,5 x 26 cm			STB01403
		1	4,5 x 26 cm			STB0140350
	SERATEX® B4 PA MR	3	3,5 x 28 cm			STB01404
		1	3,5 x 28 cm			STB0140450


Symbol	Bezeichnung	Verpackungs-Einheit	Abmessung	Bänderanzahl	Bandlänge	Bestell-Nummer
SERATEX® PA						teilresorbierbar
	SERATEX® E1 PA	3	5 x 29 cm			STE01001
	SERATEX® E2 PA	3 1	5 x 22,5 cm 5 x 22,5 cm			STE01002 STE0100250
	SERATEX® E3 PA	3 1	5 x 18 cm 5 x 18 cm			STE01003 STE0100350
	SERATEX® E8 PA	3	5 x 22,5 cm			STE01008
	SERATEX® E9 PA	3 1	8 x 22,5 cm 8 x 22,5 cm			STE01009 STE0100950
	SERATEX® E10 PA	3 1	16 x 18,5 cm 16 x 18,5 cm			STE01010 STE0101050
	SERATEX® E11 PA	3 1	5,5 x 26 cm 5,5 x 26 cm			STE01011 STE0101150
	SERATEX® F1 PA MR	3	4,5 x 28 cm	1 + 4 flex	20 cm + 20 cm	STF01401
	SERATEX® DVF PA MR	3 1	4 x 17,5 cm 4 x 17,5 cm	2 flex 2 flex	25 cm 25 cm	STA01408 STA0140850


Zu erwartende Risiken in Verbindung mit der bestimmungsgemäßen Verwendung des Produktes sind in der Gebrauchsanweisung angegeben. Diese steht auf der Homepage von SERAG-WIESSNER unter www.serag-wiessner.de zur Verfügung.




**SERAG
WIESSNER**


SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG
Zum Kugelfang 8 - 12
95119 Naila/Germany


 + 49 9282 937-210


 + 49 9282 937-9369

Export Department:

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 info@serag-wiessner.de

 www.serag-wiessner.de

