


SERATOM® PA



Textile Implantate für die Urogynäkologie

**SERATOM® PA**





SERAG-WIESSNER steht seit über 160 Jahren für chirurgisches Nahtmaterial von höchster Qualität. Als ältester deutscher Hersteller vereint


das Unternehmen jahrzehntelange Tradition mit modernster Technik.

Hochpräzise automatische Fertigungstechnologien werden mit der zuverlässigen und gewissenhaften Tätigkeit erfahrener Mitarbeiter kombiniert.


Leistung aus Tradition

Jahrzehntelange Erfahrung

Hightech und Handarbeit




Chirurgisches Nahtmaterial



Textile Implantate



Lösungen



SERATOM® ist für die Behandlung von Patientinnen mit Beckenbodenprolaps indiziert. Das Ausgangsmaterial besteht aus einer teilresorbierenden Polypropylen / Polyglykolsäure-Caprolacton-Bikomponentenstruktur sowie nicht resorbierbaren Polypropylenfäden.

Mit der Entwicklung eines Netzes aus einem teilresorbierbaren Faden kann die Menge des Fremdmaterials, das im Körper verbleibt, reduziert werden.

Unsere SERATOM® PA Netze sind eine Komposition bewährter Materialien mit makroporöser Struktur. Sie werden durch das Einwachsen von Körperzellen in die Gewebestruktur integriert.

---


### Besondere Eigenschaften


- Angenehmes Handling
- Formstabilität
- MRT-sichtbar
- Textile Implantate für den Beckenboden
- Gewichtsverringerung während Teilresorption um bis zu 2/3






#### Produktdaten SERATOM® PA

 POLYPROPYLEN / POLYGLY-  
KOLSÄURE-CAPROLACTON

 gefärbt / monofil /  
teilresorbierbar

Die Resorption des PGACL dauert  
üblicherweise ca. 90 Tage.

 POLYPROPYLEN

 gefärbt / monofil /  
nicht resorbierbar

#### Informationsmaterial

Im Downloadbereich unserer Website  
finden Sie weiteres Informationsmaterial  
zu unserem gesamten Sortiment.

Hier stehen Ihnen unter anderem die  
aktuellen Lieferprogramme zur Verfü-  
gung, sowie unsere Produktbroschüren:

SERASIS® (Art. Nr. 851253)

SERATEX® (Art. Nr. 851255)









Außerdem können Sie eine Gesamt-  
übersicht unserer textilen Implantate  
(Art. Nr. 851040) herunterladen.








Weitere Produktinforma-  
tionen und OP-Videos zu  
SERATOM® finden Sie auf  
unserer Homepage.



LIEFERPROGRAMM

Symbol	Bezeichnung	Verpackungs-Einheit	Abmessung	Bänderanzahl	Bandlänge	Bestell-Nummer
<b>SERATOM® PA</b> teilresorbierbar						
	SERATOM® A PA MR	3 1	5 x 10 cm 5 x 10 cm	4 4	20 cm 20 cm	SN205MR SN205MR50
	SERATOM® E PA MR	3 1	6 x 10 cm 6 x 10 cm	2 + 4 flex 2 + 4 flex	20 cm 20 cm	SN215MR SN215MR50
	SERATOM® E2 PA MR	3	6 x 10 cm	4 + 2 flex	20 cm	SN217MR
	SERATOM® E3 PA MR	3	6 x 10 cm	4 + 4 flex	20 cm	SN218MR
	SERATOM® F PA MR	3 1	5,5 x 10 cm 5,5 x 10 cm	2 + 2 flex 2 + 2 flex	20 cm 20 cm	SN245MR SN245MR50
	SERATOM® G2 PA MR	3	5 x 23 cm	6	20 cm	SN895MR
	SERATOM® K PA MR	3 1	7,5 x 24 cm 7,5 x 24 cm	4 + 6 flex 4 + 6 flex	20 cm 20 cm	SN285MR SN285MR50
	SERATOM® K2 PA MR	3	7,5 x 24 cm	6 + 4 flex	20 cm	SN287MR


Symbol	Bezeichnung	Verpackungs-Einheit	Abmessung	Bänderanzahl	Bandlänge	Bestell-Nummer
SERATOM® PA <span style="float: right;">teilresorbierbar</span>						
	SERATOM® L PA MR	3	7,5 x 9 cm	2 + 2 flex	20 cm	SN295MR
		1	7,5 x 9 cm	2 + 2 flex	20 cm	SN295MR50
	SERATOM® MN PA MR	3	3 x 3 cm	2 + 2 flex	20 cm	SN207MR
		1	3 x 3 cm	2 + 2 flex	20 cm	SN207MR50
	SERATOM® MN2 PA MR	3	3 x 3 cm		20 cm	SN208MR
		1	3 x 3 cm		20 cm	SN208MR50
	SERATOM® P PA MR	3	4 x 9 cm	2 + 4 flex	20 cm	SN845MR
		1	4 x 9 cm	2 + 4 flex	20 cm	SN845MR50
	SERATOM® P2 PA MR	3	4 x 25 cm	2 + 4 flex	20 cm	SN875MR


Zu erwartende Risiken in Verbindung mit der bestimmungsgemäßen Verwendung des Produktes sind in der Gebrauchsanweisung angegeben. Diese steht auf der Homepage von SERAG-WIESSNER unter [www.serag-wiessner.de](http://www.serag-wiessner.de) zur Verfügung.




**SERAG  
WIESSNER**


SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG  
Zum Kugelfang 8 - 12  
95119 Naila/Germany


 + 49 9282 937-210


 + 49 9282 937-9369

*Export Department:*

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 [info@serag-wiessner.de](mailto:info@serag-wiessner.de)

 [www.serag-wiessner.de](http://www.serag-wiessner.de)

