

# NETZIMPLANTATE BRUST

Textile Implantate  
*Textile implants*

## SERAGYN® BR PA

PP/PGACL

POLYPROPYLEN /  
POLYGLYKOLSÄURE-CAPROLACTON  
POLYPROPYLENE /  
POLYGLYCOLIC ACID-CAPROLACTONE



gefärbt / monofil / teilresorbierbar



ungefärbt / monofil / teilresorbierbar

Flächengewicht vor Resorption ca. 90 g/m<sup>2</sup> / nach Resorption ca. 30 g/m<sup>2</sup>  
Die Resorption des PGACL dauert üblicherweise ca. 90 Tage.

*dyed / monofilament / partially-absorbable*  
*undyed / monofilament / partially-absorbable*

*weight before absorption approx. 90 g/m<sup>2</sup> /*  
*after absorption approx. 30 g/m<sup>2</sup>*  
*The absorption of PGACL usually takes around 90 days.*

## SERASYNTH® MESH BR / POCKET



PDO


POLYDIOXANON  
POLYDIOXANONE




gefärbt / monofil / resorbierbar  
Flächengewicht vor Resorption ca. 90 g/m<sup>2</sup>  
Resorptionszeit ca. 30 Wochen.

*dyed / monofilament / absorbable*  
*weight before absorption approx. 90 g/m<sup>2</sup>*  
*Absorption time around 30 weeks.*


| Symbol<br>Symbol   | Bezeichnung<br>Designation  | Verpackungs-Einheit<br>Units per box | Abmessung<br>Size                       | Bestell-Nummer<br>Code number |
|--|---|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| PP / PGACL <span style="float: right;">teilresorbierbar / <i>partially-absorbable</i></span> |   |                                      |   |                               |
|             | SERAGYN® BR PA  | 1                                    | 13,5 x 9,5 cm                           | SN40550                       |
|  |   | 3                                    | 13,5 x 9,5 cm                           | SN405                         |
|  |   | 1                                    | 17,5 x 11,5 cm                          | SN40750                       |
|  |   | 3                                    | 17,5 x 11,5 cm                          | SN407                         |
|  |   | 1                                    | 22,5 x 14,5 cm                          | SN40650                       |
|  |   | 3                                    | 22,5 x 14,5 cm                          | SN406                         |
|             | SERAGYN® BR PA<br>rund mit Ausschnitt<br><i>round with cutout</i> | 1                                    | 23 cm<br>Durchmesser<br><i>diameter</i> | SN40950                       |
|  |   | 3                                    | 23 cm<br>Durchmesser<br><i>diameter</i> | SN409                         |
|  |   | 1                                    | 28,5 x 17,5 cm                          | SN40850                       |
|  |   | 3                                    | 28,5 x 17,5 cm                          | SN408                         |
|  |   | 1                                    | 28,5 x 17,5 cm                          | SN40850                       |
|  |   | 3                                    | 28,5 x 17,5 cm                          | SN408                         |


| Symbol<br>Symbol  | Bezeichnung<br>Designation | Verpackungs-Einheit<br>Units per box | Abmessung<br>Size | Bestell-Nummer<br>Code number |
|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| PDO <span style="float: right;">resorbierbar / absorbable</span>                  |                            |                                      |                   |                               |
|  | SERASYNTH® MESH BR         | 1                                    | 17,5 x 11,5 cm    | SN44750                       |
|   |                            | 3                                    | 17,5 x 11,5 cm    | SN447                         |
|   |                            | 1                                    | 22,5 x 14,5 cm    | SN44650                       |
|   |                            | 3                                    | 22,5 x 14,5 cm    | SN446                         |
|   |                            | 1                                    | 28,5 x 17,5 cm    | SN44850                       |
|   |                            | 3                                    | 28,5 x 17,5 cm    | SN448                         |

| Symbol<br>Symbol  | Bezeichnung<br>Designation | Verpackungs-Einheit<br>Units per box | Abmessung<br>Size | Bestell-Nummer<br>Code number |
|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| PDO <span style="float: right;">resorbierbar / absorbable</span>                  |                            |                                      |                   |                               |
|  | SERASYNTH® MESH BR Pocket  | 1                                    | 14,5 x 17 cm      | SN44P150                      |
|   |                            | 1                                    | 16 x 18,5 cm      | SN44P250                      |
|   |                            | 1                                    | 18 x 20,5 cm      | SN44P350                      |





SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG  
Zum Kugelfang 8-12  
95119 Naila/Germany

 + 49 9282 937-210


 + 49 9282 937-9369

*Export Department:*

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 [info@serag-wiessner.de](mailto:info@serag-wiessner.de)

 [www.serag-wiessner.de](http://www.serag-wiessner.de)